

Agitateur magnétique PCE-MSR 450



Agitateur magnétique PCE-MSR 450

Agitateur magnétique pour liquides jusqu'à 20 l / Dimensions de l'aimant agitateur : 24 à 26 mm / IP 21 / Temporisateur réglable / Deux sens de rotation / Vitesse d'agitation jusqu'à 2.200 rpm / Contrôle de patinage / Verrouillage du clavier

L'agitateur magnétique PCE-MSR 450 est un appareil qui agite les liquides d'un volume maximum de 20 litres. Vous pouvez régler la vitesse de rotation de l'agitateur magnétique entre 200 et 2200 rpm. Le réglage de la vitesse s'effectue par intervalles de 10 rpm. Vous pouvez effectuer ce réglage même lorsque l'agitateur magnétique fonctionne. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un temporisateur. Vous pouvez le régler entre 1 et 999 minutes. Une autre possibilité est d'activer le mode continu. Vous pouvez aussi fonctionner en mode impulsion. Dans ce cas, l'agitateur magnétique tourne ou agite dans les deux sens pendant un temps préalablement défini. Cependant, par défaut l'agitateur magnétique tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le contenu de l'envoi contient un aimant agitateur de 25 mm. Vous pouvez utiliser un aimant agitateur d'une longueur de 60 mm, idéal pour agiter de grandes quantités de liquide. Avec un aimant agitateur de cette taille, vous pourrez agiter un volume maximum de 20 litre. Le démarrage en douceur et l'augmentation progressive de la vitesse évitent les éclaboussures.

- ▶ Fonctionnement silencieux et sans usure
- ▶ Temporisateur
- ▶ Poste d'agitation en céramique
- ▶ Vitesse réglable : 200 ... 2200 rpm
- ▶ Écran sur la partie avant
- ▶ Deux sens de rotation (gauche - droite)

Fiche technique

Moteur	Moteur CC sans balais
Postes d'agitation	1
Volume d'agitation maximum	20 l
Sens de rotation	Vers la droite Mode impulsion : Alternativement (à droite et à gauche)
Vitesse de rotation	200 ... 2200 rpm (réglage par intervalles de 10 rpm)
Précision	±1 rpm
Longueur max. et min. de l'aimant agitateur	24 / 60 mm
Longueur recommandée de l'aimant agitateur	25 mm
Matériau de la base d'agitation	Céramique
Plage temporisateur (durée d'agitation)	1 ... 99 min., infini
Catégorie de protection	IP 21
Conditions ambiantes	+5 ... +40 °C, 80 % H.r.
Interface	RS-232, USB
Tension de fonctionnement	230 V AC
Consommation électrique	35 W
Dimensions de la base d'agitation	180 x 180 mm
Dimensions	225 x 330 x 113 mm
Poids	4,5 kg

Informations complémentaires

En savoir plus sur le produit



Produits connexes



Subject to change