



## Balance Série PCE-BSH

### Balance compacte avec fonction pour comptage de pièces

La balance compacte série PCE-BSH se distingue par sa haute résolution dans toute sa plage de pesage. La balance est l'appareil idéal pour l'utilisation dans des salles de fabrication, des laboratoires, des contrôles d'entrée et de sortie de matériel, etc. Elle dispose d'un plateau de pesage léger, en acier inoxydable, qui se retire et se nettoie facilement. La balance inclut la fonction comptage de pièces, qui permet de compter des objets avec un poids identique. Vous pouvez l'alimenter à travers un adaptateur secteur de 12 V, ou à travers 6 piles type AA, ce qui permet de déplacer la balance. La balance dispose d'un niveau à bulle et de pieds réglables.

Un avantage de la balance est son interface USB, qui permet de transférer les valeurs à un PC, en utilisant pour cela le logiciel optionnel. Nous proposons en option des poids étalon permettant de contrôler et, si nécessaire, de calibrer la balance. Cela est nécessaire quand, par exemple, on déplace la balance fréquemment. Pour cette option, nous vous prions de vous rapprocher de notre service technique. Une autre option est que vous commandez cette balance avec un certificat d'étalonnage ISO.

- ✓ Plage de pesage : 6 kg ou 10 kg, selon modèle
- ✓ Haute résolution : 0,1 g ou 0,2 g, selon modèle
- ✓ Comptage de pièces
- ✓ Tare multiple jusqu'à 100 % fond d'échelle
- ✓ Possibilité de calibrer sur plusieurs points
- ✓ 16 différentes unités de mesure possible
- ✓ Interface USB
- ✓ Alimentation par secteur ou par piles
- ✓ Optionnel : Logiciel
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques	
Plage de tarage	Tare multiple sur toute la plage
Unités	g / oz / lb / dwt / ozt / ct / tL.T / tL.H / tL.J / GN / dr / MM / ToLA / GSM / TAR / TMR
Écran	LCD avec rétroéclairage
Hauteur chiffres	20 mm
Interface	USB
Alimentation	Secteur 12 V / 500 mA Piles 6 x 1,5 V type AA
Dimensions	Plateforme 180 x 160 mm Balance 200 x 265 x 100 mm
Poids	Environ 1800 g, sans piles

Modèles	Plage	Résolution	Incertitude
PCE-BSH 6000	6000 g	0,1 g	±0,3 g
PCE-BSH 10000	10000 g	0,2 g	±0,6 g

#### Contenu de livraison

- 1 x Balance compacte PCE-BSH
- 1 x Plateau de pesage
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Manuel d'utilisation

#### Accessoires

- CAL-PCE-BSH Certificat d'étalonnage ISO
- PCE-SOFT-SC-Basic Logiciel, 1 licence pour 1 balance
- PCE-SOFT-SC-Pro Logiciel, 1 licence pour plusieurs balances
- PCE-SOFT-SC-3XPro Logiciel, 3 licences pour plusieurs balances
- PCE-USB-AA Câble de données USB-A à USB-A

*Important : La commande du logiciel n'inclus pas le câble de données.  
Il faut le commander séparément.*



Sous réserve de modifications