



Balance compacte PCE-BS 300



Plage de 300 g avec fonction de comptage de pièces et pare-vent

La balance PCE-BS 300 est petite, compacte et peut être utilisée pour différents domaines d'applications. Elle possède un plateau de pesage amovible très utile lors du nettoyage de la balance. La plage de pesage est de 300 g avec une résolution de 0,01 g, ce qui permet réaliser des mesures de pesage précises. Pour garantir la précision, la balance dispose d'un pare-vent, un niveau à bulle et des pieds réglables en hauteur.

La balance intègre la fonction de comptage de pièces. Cette fonction est très utile pour différents types de travaux, comme par exemple, les inventaires. Une autre fonction très utile est la tare. Vous pouvez mettre le poids à zéro sur la moitié de la plage de pesage.

La balance compacte est alimentée par un adaptateur secteur (100 – 240 V AC) qui est fourni avec. Elle peut être également alimentée par 6 piles de 1,5 V (piles non incluses). Grâce à cette possibilité, la balance peut être déplacé facilement d'un lieu de travail à un autre.

L'utilisateur peut lui-même calibrer cette balance. Pour cela il faut utiliser un poids étalon de 200 g. Ce poids étalon est disponible comme un accessoire optionnel, avec ou sans un certificat d'étalonnage DAkkS. Une autre option est de commander la balance avec un certificat d'étalonnage ISO.

- ✓ Livré avec pare-vent
- ✓ Différentes unités de pesage
- ✓ Fonction comptage de pièces
- ✓ Tare sur la moitié de la plage de pesage
- ✓ Niveau à bulle et pieds réglables en hauteur
- ✓ Écran LCD avec rétroéclairage
- ✓ Alimentation par piles ou adaptateur secteur
- ✓ Optionnel : Poids étalon
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques

Plage de pesage	0 ... 300 g
Résolution	0,01 g
Reproductibilité	0,01 g
Linéarité	±0,03 g
Tare	50 % de la plage de pesage
Poids min. pour comptage	0,02 g
Pièces de référence pour comptage de pièces	10, 20, 50 ou 100 pièces
Unités	g / oz / lb / ozt / dwt / ct / gn / pcs
Écran	LCD avec rétroéclairage
Haute chiffres	15 mm
Alimentation	
- Piles	6 x piles de 1,5 V type AA
- Adaptateur secteur	Input 100 ... 240 V AC / 0,3 A Output 9 V DC / 0,3 A
Température opérationnelle	0 ... +40 °C
Dimensions	Balance 245 x 165 x 70 mm Plateau Ø95 mm
Poids	1025 g

Contenu de livraison

1 x Balance compacte PCE-BS 300

1 x Pare-vent

1 x Plateau de pesage

1 x Adaptateur secteur

1 x Manuel d'utilisation

Accessoires

CAL-PCE-BS Certificat d'étalonnage ISO

CW-M1-200 Poids étalon de 1 kg, classe M1

DKD-M1-200 Certificat d'étalonnage DAkkS pour CW-M1-200

Sous réserve de modifications