



Balance compacte PCE-BS 3000



Plage de 3000 g avec fonction de comptage de pièces

La balance PCE-BS 3000 est petite, compacte et peut être utilisée pour différents domaines d'applications. Elle possède un plateau de pesage amovible très utile lors du nettoyage de la balance. La plage de pesage est de 3 kg avec une résolution de 0,1 g, ce qui permet des mesures de pesage précises. Pour garantir la précision, la balance dispose d'un niveau à bulle et des pieds réglables en hauteur.

La balance intègre la fonction de comptage de pièces. Cette fonction est très utile pour différents types de travaux, comme par exemple, les inventaires. Une autre fonction très utile est la tare. Vous pouvez mettre le poids à zéro sur la moitié de la plage de pesage.

La balance compacte est alimentée par un adaptateur secteur (100 – 240 V AC) qui est fourni avec. Elle peut être également alimentée par 6 piles de 1,5 V (piles non incluses). Grâce à cette possibilité, la balance peut être déplacé facilement d'un lieu de travail à un autre.

L'utilisateur peut lui-même calibrer cette balance. Pour cela il faut utiliser un poids étalon de 2 kg, et comme option un deuxième poids de 1 kg. Ces poids étalons sont disponibles comme un accessoire optionnel, avec ou sans un certificat d'étalonnage DAkkS. Une autre option est de commander la balance avec un certificat d'étalonnage ISO.

- ✓ Différentes unités de pesage
- ✓ Fonction comptage de pièces
- ✓ Tare sur la moitié de la plage de pesage
- ✓ Niveau à bulle et pieds réglables en hauteur
- ✓ Écran LCD avec rétroéclairage
- ✓ Alimentation par piles ou adaptateur secteur
- ✓ Optionnel : Poids étalon
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques

Plage de pesage	0 ... 3000 g
Résolution	0,1 g
Reproductibilité	0,1 g
Linéarité	±0,2 g
Tare	50 % de la plage de pesage
Poids min. pour comptage	0,2 g
Pièces de référence pour comptage de pièces	10, 20, 50 ou 100 pièces
Unités	g / oz / lb / ozt / dwt / ct / gn / pcs
Écran	LCD avec rétroéclairage
Haute chiffres	15 mm
Alimentation	
- Piles	6 x piles de 1,5 V type AA
- Adaptateur secteur	Input 100 ... 240 V AC / 0,3 A Output 9 V DC / 0,3 A
Température opérationnelle	0 ... +40 °C
Dimensions	Balance 250 x 175 x 77 mm Plateau 165 x 140 mm
Poids	1235 g

Contenu de livraison

1 x Balance compacte PCE-BS 3000

1 x Plateau de pesage

1 x Adaptateur secteur

1 x Manuel d'utilisation

Accessoires

CAL-PCE-BS	Certificat d'étalonnage ISO
CW-M1-1000	Poids étalon de 1 kg, classe M1
DKD-M1-1000	Certificat d'étalonnage DAkkS pour CW-M1-1000
CW-M1-2000	Poids étalon de 2 kg, classe M1
DKD-M1-2000	Certificat d'étalonnage DAkkS pour CW-M1-2000



Sous réserve de modifications