



## Balance compacte Série PCE-BSH

### Fonction pour comptage de pièces / Alimenté par piles ou secteur

La balance compacte série PCE-BSH se distingue par sa haute résolution, même dans des plages supérieures. Elle dispose d'un plateau de pesage léger, en acier inoxydable, qui se retire et se nettoie facilement. La balance inclut la fonction comptage de pièces, qui permet de compter des pièces d'un poids identique. Vous pouvez l'alimenter à travers un adaptateur secteur de 12 V, ou à travers 6 piles type AA, ce qui permet une utilisation flexible. La balance dispose d'un niveau à bulle et de pieds réglables.

Un autre avantage de la balance est son interface USB, qui permet de transférer les valeurs à un PC, en utilisant pour cela le logiciel optionnel. Les poids de réglage optionnels permettent de contrôler et, si nécessaire, de calibrer la balance. Pour garantir une précision maximum, la balance dispose de deux modes de calibration. Vous pouvez calibrer la balance avec un poids de réglage libre, ou vous pouvez réaliser un calibrage de plusieurs points. La balance est l'appareil idéal pour l'utilisation dans des salles de fabrication, dans des laboratoires, dans des contrôles d'entrée et de sortie de matériel, et aussi pour une utilisation mobile.

- ✓ Plage de pesage : 6 kg ou 10 kg, selon modèle
- ✓ Haute résolution : 0,1 g ou 0,2 g, selon modèle
- ✓ Comptage de pièces
- ✓ Tare multiple jusqu'à 100 % fond d'échelle
- ✓ Possibilité de calibrer sur plusieurs points
- ✓ Différentes unités
- ✓ Interface USB
- ✓ Alimentation par secteur ou par piles
- ✓ Optionnel : Logiciel
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques	
Dimensions plateforme	160 x 180 mm
Plage de tarage	Tare multiple sur toute la plage
Écran	LCD avec chiffres de 20 mm de hauteur Réglage de l'éclairage de fond
Unités	g / oz / lb / dwt / ozt / ct / ct / tL.T / tL.H / tl.J / GN / dr / MM / ToLA / GSM / TAR / TMR
Interface	USB
Alimentation	Secteur 12 V / 500 mA Piles 6 x 1,5 V, type AA
Dimensions	200 x 265 x 100 mm
Poids	Environ 1800 g, sans piles

Modèles	Plage	Résolution	Incertitude
PCE-BSH 6000	6000 g	0,1 g	±0,3 g
PCE-BSH 10000	10000 g	0,2 g	±0,6 g

#### Contenu de livraison

- 1 x Balance compacte PCE-BSH
- 1 x Plateau de pesage
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Manuel d'utilisation

#### Accessoires

- CAL-PCE-BSH Certificat d'étalonnage ISO
- PCE-SOFT-SC-Basic Logiciel, 1 licence pour 1 balance
- PCE-SOFT-SC-Pro Logiciel, 1 licence pour plusieurs balances
- PCE-SOFT-SC-3XPro Logiciel, 3 licences pour plusieurs balances
- PCE-USB-AA Câble de données USB-A à USB-A

*Important : La commande du logiciel n'inclus pas le câble de données.  
Il faut le commander séparément.*



Sous réserve de modifications