

Balance de précision avec une sélection d'unités de pesage (g, kg, oz, lb, ozt, ct, gn) et une fonction de comptage de pièces

La balance de précision PCE-BS 300 est une balance d'une bonne qualité et économique. Cette balance de précision possède un plateau de pesage extractible très utile lors du nettoyage de la balance. Sa grande précision de mesure de 0,01 g fait de cette balance un élément unique dans sa gamme de prix. L'équipement standard a une fonction de comptage de pièces. La balance de précision reçoit l'approvisionnement électrique à 240 V; il n'est donc pas nécessaire de la laisser à un endroit fixe. Toutes les balances de cette série possèdent des pieds de réglage et de fixation pour réaliser le nivellement et une balance pour l'eau intégrée dans la carcasse. La livraison de la balance de précision PCE-BS 300 comprend une carcasse en plastique pour être utilisée comme protection contre le vent. Avec les poids que vous pourrez acheter en option, vous pourrez ajuster et contrôler la balance de précision rapidement. Vous pouvez nous envoyer la balance pour que nous fassions un calibrage de laboratoire ISO ou un recalibrage régulier. Il est aussi possible de le faire à travers un laboratoire autorisé. La balance compacte est l'instrument parfait pour le secteur de la production, le contrôle d'entrée et de sortie, ainsi que pour un usage portable (par exemple pour les employés des services techniques externes).



- Programme de réglage: pour régler la précision à l'aide de poids de contrôle optionnels
- Fonction de comptage de pièces avec une référence à choisir entre 10, 20, 50 ou 100 pièces, changement de l'indicateur de pièces à poids
- Fonction de tarage dans la moitié de la plage (elle peut s'effectuer plusieurs fois)
- Illumination automatique de l'écran (si la balance compacte est stable, un indicateur de stabilité apparaît sur l'écran et l'illumination s'intensifie.)
- Vous pouvez sélectionner différentes unités de poids grâce au clavier
- Protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau IP 54
- Adaptateur de réseau pour 240 V dans la livraison
- Possibilité d'alimentation par batteries
- Indicateur de l'état de la batterie
- Plateau de pesage extractible en acier noble (sur un support en plastique)
- Certificat ISO optionnel pour la balance compacte (par exemple pour respecter la DIN ISO 9000)

Caractéristiques techniques

Plage de pesage [g]	300
Capacité de lecture [g]	0,01
Reproductibilité [g]	0,01
Linéarité [g]	± 0,3
Poids et nombre de pièces minimum [g]	0,02
Plateau de pesage [mm]	Ø 95
Comptage de pièces	Avec un nombre de pièces de référence de 10, 20, 50 ou 100 pièces
Indicateur	Écran LCD de 15 mm
Adaptateur de réseau	230 V / 50 Hz, possibilité de fonctionnement avec une pile de 1,5 V
Protection	IP 54
Dimensions	Au total: 165 x 230 x 80 mm
Poids	Environ 1 kg

Contenu de la livraison

- 1 x Balance de précision PCE-BS 300
- 1 x Plateau de pesage
- 1 x Câble de réseau
- 1 x Notice d'emploi
- 1 x Protection en plastique contre le vent