



# Duromètre Shore A PCE-DD-A

## PCE-DD-A

Le duromètre digital est un dispositif ergonomique pour la vérification de la dureté Shore des caoutchoucs, plastiques et autres matériaux non métalliques, fabriqué dans une excellente qualité. Les domaines d'application du duromètre digital pour Shore A sont en particulier les caoutchoucs mous, les élastomères, le caoutchouc naturel, le néoprène, la résine pour la coulée, le PVC mou, le cuir, etc... S'il est inférieur, le matériau à vérifier devra être renforcé dans la partie postérieure avec le même matériau, pour obtenir ainsi une augmentation de l'épaisseur.

- ▶ Appareil portable
- ▶ Écran digital
- ▶ Etui en plastique inclus
- ▶ Pour Shore A
- ▶ Grand écran
- ▶ Usage facile

---

**Caractéristiques techniques**

---

Plage de mesure	0 ... 100 Shore A
Résolution	0,5 degrés de dureté
Précision	±2 degrés de dureté
Profondeur de pénétration	0 ... 2,5 mm
Force de pression	12,5 N
Corps de pénétration	35°
Alimentation	1 x pile de 1,5 V, type SR44
Dimensions	80 x 60 x 25 mm
Poids	300 g

---

---

**Contenu de livraison**

---

1 x Duromètre Shore A PCE-DD-A

1 x Étui

1 x Pile

1 x Notice d'emploi

---

Sous réserve de modifications