

Fiche technique de l'dynamomètre PCE-PS-300MLS

Dynamomètre jusqu'à 300 kg / écran à lecture facile / fonction de tare / alimentation par un composant de réseau ou accumulateur / manille incluse dans la livraison / port RS-232, logiciel optionnel

Le dynamomètre vérifié vous propose une haute plage de pesage de 300 kg et il peut s'intégrer facilement dans leur système bariatrique actuel. Nous incluons les agrafes dans la livraison du dynamomètre. L'écran est intégré dans le dynamomètre et il se commande par deux touches pour allumer, remettre à zéro ou tarer. Le dynamomètre est alimenté par un accumulateur interne ou un composant de réseau. Ils sont tous les deux inclus dans la livraison. Avec l'accumulateur chargé, vous pourrez travailler durant 80 heures. Le fait de peser des personnes clouées au lit peut poser problème au personnel de santé. Il est fréquemment impossible d'utiliser une balance conventionnelle. Le plan de thérapie et d'assistance demandent cependant un contrôle du poids du patient. Le dynamomètre est la solution parfaite. De nombreux systèmes bariatriques possèdent les connexions et les modes de fixation nécessaires pour poser un dynamomètre. Le dynamomètre vérifié peut être intégrée dans de nombreux systèmes bariatriques. Les dynamomètres sont très demandées pour les résidences du troisième âge, les résidences assistées ou les hôpitaux. Le dynamomètre est livré vérifié ce qui évite de perdre du temps et de l'argent dans l'administration publique. La vérification initiale est valable deux ans, ensuite, il faudra la vérifier annuellement.

- Manille incluse dans la livraison
- Écran à lecture facile
- Clavier simple pour un usage facile
- Résolution de 100 g
- Plage de pesage: 300 kg
- Fonction HOLD
- Tarage sur toute la plage de pesage
- Port RS-232 / logiciel optionnel
- Adaptateur secteur à 230 V de série
- Il intègre un accumulateur pour environ 80 h de travail
- Vérifiable selon la classe de vérification M III

Caractéristiques techniques

Plage de pesage	300 kg
Capacité de lecture	100 g
Valeur de vérification	100 g
Poids minimum	2 kg
Classe de vérification	III
Plage de tarage	toute la plage de pesage
Unités de pesage	kg
Temps de réponse	2 s
Écran	LCD (illumination de fond)
Adaptateur de réseau	230 V / 50 Hz
Accumulateur	12 V / 100 mA
Dimensions	210 x 130 x 190 mm
Température ambiante	+10... +40 °C
Poids	environ 2,6 kg

Contenu de la livraison

- 1 x Dynamomètre PCE-PS 300MLS
- 1 x Accumulateur
- 1 x Composant de réseau
- 1 x Notice d'emploi