

## Balance de précision EG 2200-2NM avec approbation d'homologation



Le classique avec le système de mesure à diapason robuste.

- Uniquement EG-NM: Calibrage interne (CAL) par bouton de réglage sur le côté. Garantit une haute précision et indépendamment du lieu d'utilisation.
  - Uniquement EW-NM: Programme d'ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance, poids de contrôle contre prix supplémentaire, voir page Fehler, ungültiger Seitenverweis ff.
  - Indication de capacité: Une bande lumineuse croissante indique la portée encore disponible.
  - Comptage précis: L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces.
  - Totalisation des pièces de comptage.
  - Chambre de protection en série pour les modèles avec plateau de dimensions. Couvercle amovible sur le dessus et ouverture pour pipetter, espace de pesée LxPxH 158x130x78 mm
- 
- Plage de pesage: 2,200 kg
  - Capacité de lecture: 10 mg
  - Valeur de vérification: 100 mg
  - Poids minimum: 500 mg
  - Reproductibilité: 10 mg
  - Linéarité: 10 mg
  - Poids minimum par pièce pour le comptage de pièces: 10 mg
  - Unités de pesage: ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol
  - Temps de réponse: 3 s