

## **Balance de précision de la classe de laboratoire d'une haute précision (0,0001 g), calibrage externe, écran standard, interface RS-232 et logiciel optionnel**

Notre balance de précision PCE-ABZ s'utilise pour peser en grammes et en milligrammes d'une haute précision. La balance de précision possède une carcasse en métal fondu qui lui apporte une grande solidité et sécurité. Grâce à la protection contre le vent inclus dans la livraison, les influences externes sur la balance sont réduites au minimum telles que les courants d'air ou l'air de la respiration. Grâce au logiciel et au câble de l'interface optionnels, vous pourrez transmettre les données de la pesée à un ordinateur ou à un portable. De cette façon, vous éviterez les erreurs qui puissent survenir lors du transfert manuel de données et vous économiserez du travail à vos employés.



- Balance de précision avec une protection contre le vent et deux portes latérales coulissantes
- Comptage de pièces avec la balance pour l'école PCE-ABZ: libre choix du nombre de pièces de référence, changement de l'indicateur de pièce à poids
- Interface RS-232 pour connecter la balance de précision au PC et pour l'évaluation
- Indicateur de capacité (à droite de l'écran qui indique la plage de pesage encore disponible)
- Plage de tarage sur 100 % de la plage de pesage
- Carcasse en fondu d'aluminium solide et sûre
- Niveau pour poser la balance pour l'école avec précision
- Fonction interne antichoc
- Composant de réseau pour 240 V
- Certificat officiel optionnel (par exemple pour respecter la DIN ISO 9000 interne)

### Caractéristiques techniques

Plage de pesage Max. [g]	200
Capacité de lecture d [mg]	0,1
Valeur de calibration e [mg]	---
Charge minimum Min. [mg]	---
Reproductibilité [g]	0,00015
Linéarité [mg]	±0,2
Plateau de pesage [mm]	Ø 90
Comp. pièces référence	Libre choix, conseillé: 10, 20, 50 ou 100 pièces
Plage de tarage	- 200 g
Temps de réponse	< 5 s
Indicateur	Écran LCD matrice DOT de 18 mm
Adaptateur de réseau	230V / 50 Hz
Protection	IP 54
Dimensions de la carcasse	235 x 345 x 350 mm
Dimensions de la zone de pesage	175 x 140 x 230
Temp. ambiante permise	+18... +30 °C
Poids	Environ 6,5 kg

### Contenu de la livraison

- 1 x Balance de précision PCE-ABZ 200C
- 1 x Composant de réseau
- 1 x Protecteur contre le vent
- 1 x Notice d'emploi