

## Balance de précision DBS 60-3



### Construction

Dimensions totales (LxPxH): 204 mm x 336 mm x 167 mm

Indicateur de niveau: oui

Matériel de plateau: inox

Pieds à vis rotatif: oui

Surface de pesée (d): 95 mm

### Prestation

Certificat DAkks: 963-127

#### Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,500 cm

Hauteur de chiffres d'écran: 5 mm

#### Données de vérification

Charge minimale [Min]: 20 mg

n/a: 2 g

#### Alimentation en énergie

Tension d'entrée: 220 V - 240 V AC 50 Hz

#### Fonctions

Fonction Stand-by: oui

#### Système de mesure

Durée de préchauffage: 2 h

Lecture [d]: 1 mg

Linéarité: 3 mg

Plage de mesure [Max]: 200 °C

Plage de tare: 60 g

Portée [Max]: 60 g

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 1 mg

Résolution: 60000

Système de pesage: Compensation de force

Temps de stabilisation: 3 s

#### Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 85 %

Température ambiante minimale: 5 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

#### Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 347 mm x 470 mm x 373 mm

Poids brut: 6,830 kg

Poids net: 4,600 kg