



PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Gragnano (LUCCA)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Camera per test PCE-DLT 10

camera per test con vapore / basato sulla norma AMK-MB-005 / procedura automatica della prova / fino a 5 campioni

Con la camera per test con vapore PCE-DLT 10 è possibile misurare la resistenza al vapore in base a AMK-MB-005 datato 04/2015 – Resistenza all'umidità e climatizzazione - Modulo test 1 (Applicazione di vapore acqueo). Il test simula le condizioni su piano di cottura o lavastoviglie. I campioni vengono collocati in posizione verticale nella camera per test PCE-DLT 10. Poi vengono effettuati tre cicli di vapore da 30 minuti ciascuno e a quel punto si lasciano asciugare i campioni fuori della camera. Terminato il test, si effettua un controllo visivo e tattile del campione per verificare che non si sia danneggiato e non presenti rigonfiamenti, perdite o sollevamento dei bordi. L'entità del danno o della perdita fornisce informazioni sulla qualità del materiale di costruzione. L'assenza o la riparazione di perdite evita la filtrazione di umidità.

- Test con vapore secondo AMK-MB-05
- Max. 5 campioni
- Procedura automatica del test con temperatura costante
- Registrazione dei dati
- Indicazione della temperatura (OK/NO)
- Rilevamento di perdite, rigonfiamenti e sollevamento dei bordi

Specifiche tecniche

Normativa	Basato su AMK-MB-005 (04/2015)
Range di regolazione della temperatura	Automatico 50 ... 52 °C
Potenza di riscaldamento	3000W
Display	LCD touch screen a colori
Memoria	1,5 GB (>1 milione di valori)
Frequenza di campionamento	Max. 10 Hz (regolabile)
Interfaccia	USB (pen drive USB) Ethernet (opzionale)
Sensore di temperatura	PT100 classe A, 4 fili
Alimentazione	230V AC / 50 Hz
Dimensioni	1130 x 720 x 690 mm
Peso	Ca. 36 kg

Contenuto della spedizione

- 1 x Camera per test con vapore PCE-DLT 10, compresi: monitor, resistenza e sensore di temperatura,
- 4 x guide,
- 4 x Pinze,
- 1 x Vaschetta,
- 1 x Istruzioni per l'uso