

Bilancia di precisione AS.M

Bilancia di precisione per laboratorio della serie AS.M / Display grafico / Menù in diverse lingue / Interfaccia RS-232, USB e Wi-Fi opzionale / Range di misura: 220/310g / Risoluzione: 0,0001 g (0,1 mg)

La bilancia di precisione della serie AS.M è una bilancia di precisione che può determinare il peso in grammi ed in milligrammi. Per mezzo della protezione antivento l'utente può accedere al piatto di pesatura facendo scorrere i pannelli laterali, grazie a questi si diminuiscono al minimo le influenze esterne. Con la funzione contapezzi integrata nella bilancia è possibile contare grandi quantità di piccoli oggetti in modo molto semplice. La bilancia di precisione della serie AS.M è dotata anche di funzione densità, grazie al kit accessorio è possibile misurare la densità di solidi e liquidi. Nella bilancia di precisione AS.M le informazioni possono essere archiviate in 5 database e in questo modo tutti i dati possono essere rielaborati da 5 utenti diversi. La bilancia di precisione AS.M è dotata di 4 interfaccia standard di cui 2 RS232, una USB tipo A e una USB tipo B ed opzionalmente di una interfaccia Wi-Fi. La bilancia di precisione può essere certificata da un laboratorio esterno in grado di rilasciare un rapporto di taratura secondo la norma UNI EN ISO 90001.

- Range di misura selezionabili in fase di ordine
- Interfaccia USB-A, USB-B, RS232, Wi-Fi opzionale
- Misura densità opzionale
- Procedure GLP
- Piatto di pesata diametro 85 mm
- Omologazione inclusa nel prezzo

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------|---|
| Range di misura | 220 g : AS 220.R2 310 g : AS 310.R2 |
| Risoluzione | 0,1 mg |
| Precisione | ± 0,2 mg: AS 220.R2 ± 0,3 mg: AS 310.R2 |
| Dimensione piatto | 85 mm |
| Interfaccia | 2 x RS-232 1 x USB-A 2 x USB-B 1 x Wi-Fi (opzionale) |
| Alimentazione | 12 ÷ 16 V DC / 2,1 A |
| Archiviazione | Chiavetta USB |
| Stampa dei dati | Stampante opzionale |
| Dimensioni totali | 333 x 355 mm |
| Temperatura operativa | +10° ... +40 °C |
| Tara | Su tutto il range |

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia di precisione AS.M (un modello a scelta),
1 x Alimentatore,
Istruzioni per l'uso (disponibili in download)