



PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Gragnano (LUCCA)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

## Stativo motorizzato PCE MTS500

**stativo motorizzato fino a 5000 N /compatibile con i dinamometri-misuratori di forza della serie PCE sia con cella di carico interna che esterna / ampia corsa / velocità di avanzamento variabile**

Lo stativo motorizzato PCE-MTS500 compatibile con molti dinamometri-misuratori di forza della serie PCE. Con lo stativo motorizzato, tutte le applicazioni di trazione e compressione sono accurate e possono essere eseguite ripetutamente. L'uso dello stativo motorizzato offre all'operatore una macchina di alta qualità per testare materiali e campioni. Il range di forze massimo supportato dallo stativo motorizzato è fino a 500 kg (5000 N). Il dispositivo viene alimentato tramite la rete elettrica AC. La velocità di avanzamento è regolabile tra 30mm/min e 230mm/min dal pannello anteriore. Lo stativo motorizzato garantisce sempre misure accurate e precise. Ogni volta che il corpo umano raggiunge i propri limiti rispetto all'applicazione della forza, entra in gioco lo stativo motorizzato. L'utente dello stativo motorizzato è obbligato a preparare un'analisi dei possibili rischi, dei problemi di sicurezza e delle eventuali azioni correttive.

- Velocità di avanzamento regolabile
- Ampio spostamento
- Robusta struttura in acciaio
- Spostamento superiore regolabile
- Ampio range di misura
- Alimentazione attraverso rete elettrica (110V o 220V)
- Compatibile con i dinamometri-misuratori di forza della serie PCE
- Procedura manuale o automatica

**Nota: il dinamometro/misuratore di forza non è compreso e deve essere ordinato separatamente!**

### Specifiche tecniche

Forza applicabile	Max. 5000 N
Spostamento	Max. 300 mm
Velocità di avanzamento	30 mm/min ... 230 mm/min
Banco di prova	Ø 160 mm
Larghezza del campione	Max. 200 mm
Pilastrini guida	Ø 32 mm
Dimensioni	1020 x 400 x 250 mm
Peso	Ca. 60 kg

### Contenuto della spedizione

1 x Stativo motorizzato PCE-MTS500,  
Istruzioni per l'uso