

Microscop PCE-VMM 100

Full-HD microscoop / 206-voudige vergroting / 1920 x 1080px resolutie / HDMI uitgang / meerdere meetfuncties / beeld- en video-opnames / incl. grote monitor

De Full-HD microscoop PCE-VMM 100 wordt gebruikt om bouwonderdelen en vele andere objecten vergroot te bekijken. De PCE-VMM 100 microscoop maakt een 206-voudige vergroting mogelijk. Een bijzondere eigenschap van deze microscoop, is de enorme digitale resolutie van 1920 x 1080 pixels.

Nog een highlight is de autofocus, die ervoor zorgt dat de beelden altijd scherp gesteld zijn. De microscoop beschikt over een HDMI uitgang, waarop de meegeleverde monitor wordt aangesloten. Natuurlijk is het ook mogelijk andere weergave-units met een 1080px resolutie aan te sluiten op de Full-HD microscoop. Dit maakt het instrument ideaal voor presentaties met publiek, bijvoorbeeld op scholen, universiteiten, conferenties, etc.

De Full-HD microscoop PCE-VMM 100 wordt bediend met een USB-muis. De geïntegreerde systeemsoftware maakt verschillende beeldinstellingen mogelijk. Ter documentatie kunnen alle weergegeven beelden opgeslagen worden op de meegeleverde USB-stick.



- vergroting: 32x ... 206x
- resolutie: 1920 x 1080px
- autofocus
- incl. grote monitor

- HDMI uitgang
- automatische helderheidsaanpassing
- foto- en videofunctie
- digitale ruisonderdrukking

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische data


vergroting	32x ... 206x
objectief	0,7x ... 4,5x zoomlens
vergrotingsverhouding	6,5 : 1
resolutie	1920 x 1080px
beeldgrootte	1/2,86"
herhalingsrate (video)	30 FPS
camerafunctie	autofocus draadkruis vizier op het beeld automatische witvergelijking automatische helderheidscontrole digitale ruisonderdrukking
video-uitgang	HDMI
besturing	USB muis
display	21" monitor
belichting	oplicht LED belichting
verschuiving	max. 100 mm
voeding	90 ... 240 V AC / 50/60 Hz
afmetingen	310 x 285 x 500 mm
gewicht	ca. 6 kg

Levering


- 1 x Full HD-microscop PCE-VMM 100
- 1 x monitor
- 1 x USB-muis
- 1 x USB-stick
- 1 x HDMI-kabel
- 2 x appliance kabel
- 1 x handleiding







Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl