

Bilancia dosatrice PCE-BSW 3

Bilancia dosatrice con batteria integrata / Display numerico / Alta frequenza di campionamento / Funzionamento semplice / Piatto di pesata di 235 x 190 mm

La bilancia dosatrice è un dispositivo ideale per uso mobile grazie alla batteria ricaricabile attraverso il caricabatteria incluso nella fornitura. La bilancia dosatrice è dotata di livella e di piedini regolabili posizionati nella parte inferiore per garantire un buon posizionamento.

La bilancia dosatrice ha due display LCD numerici con cifre da 15 mm di altezza. Nella parte posteriore della bilancia dosatrice si trova un altro display LCD. Grazie a questo secondo display, è possibile che più utenti possano seguire e analizzare il processo di pesata. Per tutte queste caratteristiche, la bilancia dosatrice è un dispositivo ideale per università, scuole e centri di formazione.

- Alimentato a batteria per uso mobile
- Doppio display
- Indicazione numerica
- Livella integrata
- Ampio piatto di pesata 235 x 190 mm

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 3000 g
Risoluzione	0,1 g
Ripetibilità	± 0,2 g
Linearità	± 0,3 g
Calibrazione	Esterna
Display	LCD, altezza cifre: 15 mm
Condizioni operative	5 ... 25 °C, <85% U.R. senza condensa
Alimentazione con batteria	6V, 5Ah
Alimentazione con rete elettrica	Ingresso: 100 ... 240V, 50 / 60 Hz Uscita: 9V DC, 2000 mA
Dimensioni piatto di pesata	235 x 190 mm
Dimensioni	287 x 271 x 127 mm
Peso	Circa 437 g (batteria inclusa)

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia dosatrice PCE-BSW 3,
1 x Alimentatore,
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)