

## Misuratore di umidità per materiali PCE-MA 200

**range di misura: 200 g / risoluzione: 0,001 g (1 mg) / camera di essiccazione per determinare il contenuto di umidità / interfaccia RS-232 / memoria interna per 15 programmi di essiccazione / funzione di calibrazione**

Con il misuratore di umidità per materiali si possono pesare vari tipi di materiali e determinare il contenuto di umidità. Il misuratore di umidità per materiali è dotato di una camera di essiccazione che raggiunge i 199 °C grazie ad alcune lampade alogene. Nella camera di essiccazione viene collocato il materiale e a quel punto viene calcolato il grado di umidità in base alla differenza di peso. Grazie alla risoluzione di 0,001 g è possibile rilevare anche le più piccole differenze di peso. I risultati vengono visualizzati sull'ampio display LCD. La memoria del misuratore consente di salvare fino a 15 programmi differenti di essiccazione. Il misuratore di umidità per materiali è molto utile per effettuare controlli di qualità in vari tipi di materiali come ad esempio il pellet e il mangime. Il misuratore di umidità per materiali può anche essere collegato a un PC tramite interfaccia RS-232. Il misuratore può essere ricalibrato in qualsiasi momento grazie alla funzione di calibrazione interna e al peso di calibrazione da 100 g compreso nella spedizione.

- Range di misura: 200 g
- Risoluzione: 1 mg / 0,001 g
- Camera di essiccazione per determinare il contenuto di umidità
- Interfaccia RS-232
- Memoria interna con 15 programmi di essiccazione
- Impostazione del tempo di essiccazione
- Funzionamento semplice
- Funzione di calibrazione per reimpostare la bilancia
- Peso di calibrazione da 100 g incluso
- Ampio display LCD con 9 tasti

### Specifiche tecniche

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Range di misura              | 200 g                        |
| Risoluzione                  | 1 mg / 0,001 g               |
| Riscaldatore                 | Lampade alogene              |
| Range temperatura            | +40 ... +199 °C              |
| Tempo di essiccazione        | Da 1 a 99 minuti, regolabile |
| Range di misura dell'umidità | 0 ... 100%                   |
| Risoluzione umidità          | 0,01%                        |
| Memoria                      | 15 programmi di essiccazione |
| Interfaccia                  | RS-232                       |
| Display                      | LCD a 9 tasti                |
| Alimentazione                | 220V / 50Hz                  |
| Dimensioni                   | 200 x 180 x 380 mm           |
| Peso                         | Ca. 4,3 kg                   |

### Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore di umidità per materiali PCE-MA 200,
- 1 x Protezione anti-vento,
- 1 x Piatto di pesata,
- 1 x Alimentatore,
- 1 x Impugnatura per il piatto,
- 1 x Peso da 100 g in astuccio di plastica,
- Istruzioni per l'uso