

Bilancia conta pezzi PS 600.R2

Bilancia conta pezzi di buona qualità / Calibrazione interna / Display grafico e multilingue / Interfaccia RS-232 /

Software opzionale / Range di misura: 0 ... 600 g / Risoluzione : 0,001 g

La bilancia conta pezzi PS 600.R2 possiede un'alta precisione, funzioni multiple ed un prezzo basso. Questa bilancia conta pezzi è uno strumento straordinario, la struttura in alluminio gli dà solidità e stabilità. Il display LCD con l'indicatore di capacità facilita la lettura dei risultati e con l'aiuto del software opzionale potrà effettuare la trasmissione dei dati ad un PC, grazie alle porte RS232 e USB in dotazione. Oltre al sistema di calibratura interno automatico, può effettuare anche una calibrazione esterna con i pesi di controllo opzionali (solo nel caso che la bilancia non sia certificata/verificata).

- Funzione conta pezzi
- Calibrazione automatica interna
- Omologata Classe MII
- Robusta struttura in alluminio
- Livella integrata per posizionamento ottimale
- Interfaccia RS-232/USB
- Determinazione della densità (opzionale)
- Certificazione UNI EN ISO 9001 (opzionale)

Specifiche tecniche

Range di misura [max]	0 ... 600 g
Risoluzione [d]	0,001 g
Valore di verifica [e]	0,01 g
Riproducibilità	0,0015 g
Precisione	± 0,003 g
Tempo di risposta	Circa 2 secondi
Funzione conta pezzi	Sì, scelta dei gruppi di pezzi
Tara	Come il range di misura (100%)
Blocco delle vibrazioni	Funzione interna
Interfaccia	RS-232, bidirezionale / USB-A / USB-B
Software	Opzionale
Display	LCD retroilluminato (regolazione dell'intensità)
Calibrazione	- Interna (con peso di calibrazione interno / ogni 2h o con cambiamenti di temperatura) - Esterna (con pesi di calibrazione esterni opzionali su richiesta)
Piatto di pesata	Acciaio inox, 128 x 128
Temperatura operativa	+10 ... +40 °C
Alimentazione	12-16V DC/ 2,1A
Struttura	Alluminio
Grado di protezione	IP 54
Dimensioni	470 x 380 x 336 mm
Peso (netto)	5,5 kg
Certificato / Autorizzazione	CE / OIML classe II (verifica alla competenza del relativo organismo ufficiale)

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia conta pezzi PS 600.R2,
1 x Alimentatore 230V/12V,
Istruzioni per l'uso (disponibili in download)