

Bilancia omologabile HLD3000

bilancia omologabile "TOP-LOADING" con paravento HLD3000

Bilancia omologabile multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. La bilancia omologabile dispone di un ampio display LCD a 7 cifre da 16 mm ed una tastiera impermeabile che le permette di utilizzarla anche con le mani sporche o bagnate. Questa bilancia omologabile possiede una gabbietta antivento per minimizzare le possibili influenze esterne ed una bolla di livello integrata che insieme ai piedini regolabili le consente di posizionare in maniera ottimale la bilancia.

- Conteggio pezzi
- Pesata %
- Totalizzazione peso
- Conversione fino a 13 unità di misura
- Azzeramento
- Inseguimento di zero
- Tara semiautomatica
- Calibrazione digitale
- Attivazione retroilluminazione
- Gabbietta anti vento
- Bolla di livello e piedini regolabili
- Avviso batteria scarica
- Omologazione CE-M III (opzionale)

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 3000 g
Risoluzione	0,05 g
Risoluzione CE-M	0,5 g (opzionale)
Precisione	± 0,1 g
Display	LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm
Tastiera	Impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti
Piatto di pesata	150 x 140 mm, acciaio inox
Alimentazione	- Alimentatore 230V - Batteria interna ricaricabile
Interfaccia	RS232/C per collegamento a PC o stampante
Dimensioni	370 x 240 x 250 mm
Peso	2,7 kg circa

Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia omologabile HLD3000,
- 1 x Gabbietta antivento,
- 1 x Alimentatore 230V,
- Istruzioni per l'uso (disponibili in download)