



Tagliacampioni circolare 10 cm² PCE-FCS 10



Tagliacampioni circolare per campioni da 10 cm² / Robusto e compatto / 4 lame / Profondità 0-5 mm

Il tagliacampioni circolare si distingue per le dimensioni compatte e la resistente struttura in acciaio. Con le quattro lame integrate nel tagliacampioni circolare è possibile tagliare in pochi secondi un campione di 10 cm² (cuoio, carta, pelle, tessuto, sughero, etc.). È sufficiente un quarto di giro per tagliare il campione dal materiale e misurarlo in base al peso per superficie.

- ▶ Robusto e compatto
- ▶ Quattro lame in acciaio integrate inox
- ▶ Spessore del materiale: 0 ... 5 mm
- ▶ Superficie del campione di 10 cm²
- ▶ Con blocco meccanico
- ▶ Adatto a molti materiali

Specifiche soggette a modifiche

Specifiche tecniche

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Spessore del campione | 0 ... 5 mm |
| Superficie del campione | 10 cm² |
| Diametro del campione | 37,5 mm |
| Struttura | Acciaio |
| Lame da taglio | Acciaio inox |
| Dimensioni | 126 mm, Ø 84 mm |
| Peso | Circa 500 g |

Informazioni supplementari

Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche