



Tagliacampioni circolare 25 cm² PCE-FCS 25



Tagliacampioni circolare per campioni da 25 cm² / Robusto e compatto / 4 lame / Profondità 0-5 mm

Il tagliacampioni circolare si distingue per le dimensioni compatte e la resistente struttura in acciaio. Con le quattro lame integrate nel tagliacampioni circolare è possibile tagliare in pochi secondi un campione di 25 cm² (cuoio, carta, pelle, tessuto, sughero, etc.). È sufficiente un quarto di giro per tagliare il campione dal materiale e misurarlo in base al peso per superficie.

- ▶ Robusto e compatto
- ▶ Quattro lame in acciaio integrate inox
- ▶ Spessore del materiale: 0 ... 5 mm
- ▶ Superficie del campione di 25 cm²
- ▶ Con blocco meccanico
- ▶ Adatto a molti materiali

Specifiche soggette a modifiche

Specifiche tecniche

Spessore del campione	0 ... 5 mm
Superficie del campione	25 cm²
Diametro del campione	56,4 mm
Struttura	Acciaio
Lame da taglio	Acciaio inox
Dimensioni	135 x Ø 100 mm
Peso	Circa 500 g

Informazioni supplementari

Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche