

Bilancia di precisione PCE-ABI 220



Bilancia di precisione con range di misura: max. 220 g / Risoluzione: 0,1 mg (0,0001 g) / Display grafico / Menù disponibile in varie lingue / Interfaccia USB e RS-232

La bilancia di precisione PCE-ABI 220 è una bilancia che può essere utilizzata in molti ambiti come per esempio università e laboratori che apprezzano molto la calibrazione interna automatica ed è per questo che possono anche richiedere la bilancia di precisione PCE-ABI con certificazione ISO. Il certificato di una bilancia di precisione certifica la precisione.

La bilancia di precisione ha una struttura in alluminio e una protezione antivento con tre porte scorrevoli. Nella camera di pesata è presente un piatto di pesata in acciaio inox che può essere facilmente rimosso per la pulizia. Il diametro del piatto di pesata è di 90 mm. Tramite il display grafico della bilancia di precisione è possibile accedere al menù disponibile in più lingue. Altre funzioni della bilancia di precisione sono la pesatura in %, la memoria per la tara, l'introduzione dell'identificazione utente e del prodotto, l'uscita relè, la funzione somma, la funzione statistica, le formule, la pesata di animali, il computo dei pezzi, etc. La bilancia di precisione consente di lavorare con funzioni complesse ma in modo semplice, veloce e comodo.

La bilancia di precisione ha diverse interfacce: USB, RS-232 e PS2, grazie alle quali è possibile trasferire i valori di misura a un computer o a una stampante. Altra caratteristica è il modulo per data e ora integrato per il controllo della pesatura secondo FPV (regolamento sugli imballaggi) e il linguaggio di programmazione EPL per la comunicazione bidirezionale, come utilizza ad esempio una stampante per etichette. Un dispositivo aggiuntivo permette di memorizzare i dati su una chiavetta USB in formato TXT con data e ora.

- ▶ Calibrazione interna
- ▶ Struttura robusta in alluminio pressofuso
- ▶ Livella per posizionamento corretto della bilancia
- ▶ Interfaccia USB e RS-232
- ▶ Display grafico con testo leggibile
- ▶ Lingue del menù: inglese, tedesco, spagnolo, polacco
- ▶ Filtri regolabili
- ▶ Pesatura in %
- ▶ Memoria per latara
- ▶ Possibilità di inserire l'identificazione dell'utente (**è possibile farlo tramite scanner**)
- ▶ Possibilità di inserire l'identificazione del prodotto (**è possibile farlo tramite scanner**)
- ▶ Pesatura MIN-MAX-OK, (richiede uscita relè opzionale)
- ▶ Funzione somma
- ▶ Funzione statistica
- ▶ Funzione PEAK Hold
- ▶ Funzione pesa grammatura
- ▶ Funzione pesa formule
- ▶ Funzione pesa animali
- ▶ Funzione computo dei pezzi
- ▶ Modulo per data e ora
- ▶ Protocollo EPL

Specifiche soggette a modifiche



Specifiche tecniche

Range di misura [max.]	220 g
Risoluzione	0,1 mg (0,0001 g)
Precisione	± 0,0004 g
Tipo di cella	Cella per compensazione di forze elettromagnetica
Display	Display grafico con testo in inglese, tedesco, spagnolo, polacco>
Piatto di pesata	Ø 90 mm
Interfaccia	USB B e RS-232 con connettore Sub D9
Temperatura operativa	+18 ... +35 °C
Alimentazione	230 V 50 Hz VA / = 12V 1A / esterno - & interno +
Peso di calibrazione consigliato	E2 200 g (non incluso)
Dimensioni bilancia	235 x 345 x 350 mm
Dimensioni camera di pesatura	175 x 140 x 230 mm
Peso	Circa 6,5 kg

Informazioni supplementari

Certificato



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche