

pHMetro per fluidi viscosi PCE-PH 26F-ICA (Certificazione ISO inclusa)



Semplice pHmetro digitale per la misura di liquidi viscosi / Elettrodo di pH piatto / Compensazione automatica della temperatura / Certificazione ISO inclusa

Il pHmetro digitale PCE-PH 26F-ICA viene utilizzato per misurare il valore pH delle sostanze viscosi. L'elettrodo piatto è particolarmente indicato per questo tipo di applicazioni. Il range di misura del dispositivo digitale è compreso tra -1 ... 15 pH. Il pHmetro digitale ha la funzione di calibrazione interna che consente di calibrare fino a 3 punti. Inoltre, il dispositivo esegue una compensazione automatica della temperatura.

Il pHmetro integra uno schermo LCD di facile lettura. Il PCE-PH 26F-ICA è controllato attraverso 3 tasti. Una funzione è quella di congelare (HOLD) il valore sul display. Il pHmetro digitale è alimentato da 2 batterie da 1,5 V, tipo AAA. Una volta inserite, è possibile lavorare immediatamente con il dispositivo.

- **Certificazione ISO inclusa**
- Display LCD
- Calibrazione su 1, 2 o 3 punti
- Con cappuccio di protezione
- Elettrodo pH intercambiabile
- Compensazione automatica della temperatura
- Strumento di misura compatto e robusto

Specifiche tecniche

Range di misura	- 1 ... 15 pH
Precisione	± 0,01 pH
Risoluzione	0,01 pH
Punti di calibrazione	1, 2 o 3
Identificazione automatica della soluzione tampone	Si
Range temperatura	0 ... +60 °C
Risoluzione temperatura	0,1 °C
Precisione temperatura	±1 °C
Punto di calibrazione	1
Specifiche tecniche generali	
Compensazione della temperatura	Automatica: 0 ... 60 °C
Condizioni operative	0 ... 60 °C / max. 80% U.R.
Alimentazione	2 x Batterie da 1,5V AAA
Dimensioni	185 x 40 mm
Peso	100 g

Informazioni supplementari

Certificato



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche