

pHMetro PCE-228LIQ-ICA (Certificazione ISO inclusa)



pH, Redox (opzionale) e temperatura / Ampio display di facile lettura / Scheda di memoria SD (1 ... 16 GB), i dati vengono archiviati in un file Excel / Interfaccia RS-232 e software opzionale per il trasferimento dei dati al PC in tempo reale / Certificazione ISO inclusa

Il pHmetro PCE-228LIQ-ICA è un dispositivo portatile molto facile da usare che serve a misurare i valori di pH / mV / °C / °F. Il valore del pH e la temperatura possono essere memorizzati nella scheda SD (file Excel) o direttamente nel PC tramite l'interfaccia RS-232. Per questo offriamo, come accessori opzionali, il software e il cavo di interfaccia RS-232. La compensazione della temperatura può essere sia manuale che automatica, quella automatica viene effettuata tramite il sensore di temperatura incluso nella spedizione. Il pHmetro PCE-228LIQ-ICA è stato progettato per rilevare il pH di birra, sangue e prodotti a base di latte.

Tutto ciò consente una misura del pH veloce e affidabile. Il pHmetro ha una calibrazione su tre punti, che viene eseguita automaticamente. Il dispositivo misura il valore pH, la temperatura o il potenziale REDOX (ORP). Per misurare il potenziale REDOX, tuttavia, è necessario ordinare anche un elettrodo REDOX. Noi raccomandiamo l'elettrodo ORP-14. Il pHmetro funziona a batteria (sono incluse 6 batterie da 1,5V).

- ▶ **Certificazione ISO inclusa**
- ▶ **Elettrodo di pH per: birra, sangue e prodotti a base di latte**
- ▶ Scheda di memoria SD (1 ... 16 GB)
- ▶ I dati vengono archiviati come file Excel nella memory card SD
- ▶ Interfaccia RS-232 per il trasferimento dei dati in tempo reale
- ▶ Misura pH, Redox (opzionale) e temperatura
- ▶ Alta precisione
- ▶ Sensore di temperatura incluso
- ▶ Calibrazione automatica
- ▶ Compensazione della temperatura automatica o manuale
- ▶ Collegamento BNC
- ▶ Adatto per misure in laboratorio ed in situ
- ▶ Elettrodo REDOX opzionale
- ▶ Impostazione della frequenza di campionamento

Specifiche tecniche

Range di misura pH	0,00 ... 14,00 pH
Risoluzione	0,01 pH
Precisione	±(0,02 pH + 2 digit)
Range di misura Redox	-1999 ... 0 ... 1999 mV (solo con elettrodo Redox opzionale)
Risoluzione	1 mV
Precisione	±(0,5% + 2 digit)
Range temperatura	0,0...65,0 °C (solo sensore di temperatura)
Risoluzione	0,1 °C
Precisione (a +20 °C)	±0,5 °C
Calibrazione	Automatica su 3 punti
Compensazione della temperatura	Automatica tra 0 ... +65 °C o manuale tra 0 ... +100 °C rimuovendo il sensore di temperatura
Elettrodo	Elettrodo di pH PCE-PH-LIQ per birra, sangue e prodotti abase di latte / Connettore BNC
Range temperatura elettrodo	0 ... +60 °C
Frequenza di campionamento	Regolabile, tra 1 secondo e 8 ore, 59 minuti, 59 secondi
Display	LCD, 52 x 38 mm
Memoria	Scheda SD da 1 a 16 GB
Interfaccia	RS-232
Software	Opzionale
Alimentazione	6 x Batterie da 1,5V AA / Alimentatore da 9V (opzionale)
Condizioni operative	0 ... +50 °C, max. 85% U.R.
Dimensioni	177 x 68 x 45 mm
Peso	490 g

Informazioni supplementari

Manuale


Video


Manuale Video


Video Uso


Maggiori informazioni sul prodotto


Prodotti correlati


Specifiche soggette a modifiche