

Bilancia da banco PCE-BS 3000-ICA (Certificazione ISO inclusa)



Bilancia da banco economica / Range di misura: 3.000 g / Unità di misura: g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn, pcs / Funzione conta pezzi / Certificazione ISO inclusa

La bilancia da banco PCE-BS 3000-ICA è una bilancia con una buona relazione qualità / prezzo. Questa bilancia da banco ha un piatto di pesata estraibile che risulta molto utile per effettuare la pulizia. L'alta precisione di $\pm 0,3$ g rende questa bilancia un elemento unico in questa fascia di prezzo e l'equipaggiamento standard ha la funzione conta pezzi. La bilancia da banco può essere alimentata tramite la rete elettrica 230V (attraverso un alimentatore) oppure mediante le batterie.

La bilancia PCE-BS 3000-ICA ha i piedini di appoggio regolabili ed una bolla per un livellamento ottimale. Con i pesi di calibrazione (opzionali) potrà controllare e calibrare la bilancia da banco molto rapidamente. La bilancia da banco è lo strumento ideale per la produzione, il laboratorio, il controllo di ingresso e di uscita, così come per l'uso portatile.

Questa bilancia da banco può essere utilizzata ad esempio per pesare le diverse componenti di una miscela chimica. A modo di controllo possono essere indicati i pesi dei vari componenti al momento di toglierli dalla bilancia. La tara, che può anche essere eseguita più volte, viene effettuata premendo il tasto "►>T".

- ▶ **Certificazione ISO inclusa**
- ▶ Calibrazione tramite pesi esterni opzionali
- ▶ Funzione conta pezzi
- ▶ Tara a metà del range (può essere fatta più volte)
- ▶ Display retroilluminato
- ▶ Unità di misura: g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn, pcs
- ▶ Alimentazione a 230V o batterie
- ▶ Piatto di pesata in acciaio inox (supporto plastico)

Specifiche tecniche

| | |
|--------------------------------|--|
| Range di misura | 3.000 g |
| Risoluzione | 0,1 g |
| Precisione | ±0,3 g |
| Peso minimo per conta pezzi | 0,2 g |
| Piatto di pesata | 160 x 135 mm |
| Pesi di calibrazione | 2.000 g M1 |
| Conta pezzi con riferimento | Peso minimo per elemento nel calcolo dei pezzi: 0,2 g / pezzo |
| Conta pezzi | Il conteggio può essere programmato per campionamento usando gruppi da 10, 20, 50 o 100 pezzi |
| Unità di misura | g / oz / lb / ozt / dwt / ct / gn / pcs |
| Display | LCD da 15 mm |
| Alimentazione | 9V / 100 mA oppure 6 x Batterie 1,5 V AA |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Temperatura operativa | 0 °C ... + 40 °C |
| Dimensioni | 165 x 245 x 70 mm |
| Peso | Circa 900g |

Informazioni supplementari

Manuale



Certificato



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche