

Specifiche tecniche

Range di misura [max.]	30 kg
Risoluzione [d]	0,5 g
Precisione	±1,5 g
Peso minimo	0,5 g
Tempo di risposta	3 s
Memoria	99 valori
Range tara	100%
Unità di misura	g / kg / lb
Display	LCD a 6 cifre
Calibrazione	Mediante un peso di regolazione (opzionale)
Dimensione del piatto di pesata	230 mm x 310 mm
Temperatura operativa	0 ... +40 °C
Alimentazione	230 V / 50 Hz (mediante l'alimentatore incluso nella spedizione) o batterie
Struttura	Plastica ABS
Interfaccia	RS-232
Software	Accessorio opzionale
Dimensioni	Circa 320 x 320 x 12,5 mm
Peso netto	Circa 2,8 kg

Informazioni supplementari

Manuale



Altre informazioni sul prodotto



Specifiche soggette a modifiche