

Bilancia per laboratorio PCE-WS 30

economica / range di misura 30 kg / alta precisione / interfaccia RS-232 / alimentazione attraverso rete elettrica o batterie

Bilancia per laboratorio per la pesatura professionale con memoria, questa bilancia per laboratorio PCE-WS 30 è la strumentazione ottimale quando si ha bisogno di determinare pesi fino 30 kg. Per livellare in maniera ottimale questa bilancia potrà utilizzare la bolla di livello integrata ed i piedini regolabili, mentre attraverso la tastiera potrà introdurre la tara manualmente quando il valore è già conosciuto. La bilancia per laboratorio PCE-WS 30 dispone di un'interfaccia RS-232 e mediante il software opzionale può trasmettere i valori misurati al suo PC. La bilancia può essere alimentata sia attraverso la rete elettrica che tramite le batterie (ricaricabili), questo le consente un uso mobile di questa bilancia per laboratorio.

- Ampio display
- Funzione tara
- Introduzione manuale della tara
- Pesatura di tolleranza con valori limite programmabili
- Alimentazione tramite batterie o alimentatore
- Certificato ISO (opzionale)

Specifiche tecniche

Range di misura [max.]	30 kg
Risoluzione [d]	0,5 g
Precisione	±1,5 g
Peso minimo	0,5 g
Tempo di risposta	3 s
Memoria	99 valori
Range tara	100 %
Unità di misura	g / kg / lb
Display	LCD a 6 cifre
Calibratura	mediante un peso di regolazione (opzionale)
Dimensione del piatto di pesata	230 mm x 310 mm
Temperatura operativa	0 ... +40 °C
Alimentazione	230 V / 50 Hz (mediante l'alimentatore incluso nella spedizione) o batterie
Struttura	plastica ABS
Interfaccia	RS-232
Software	Accessorio opzionale
Dimensioni	ca. 320 x 320 x 12,5 mm
Peso netto	ca. 2,8 kg

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia per laboratorio PCE-WS 30, 1 x alimentatore e istruzioni