

## Bilancia conta pezzi PCE-BS 300

**bilancia conta pezzi economica / range di misura: 300g / unità di misura: g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn, pcs /  
 funzione conta pezzi**

La bilancia conta pezzi PCE-BS 300 è una bilancia con una buona relazione qualità / prezzo. Questa bilancia conta pezzi ha un piatto di pesata estraibile che risulta molto utile per effettuare la pulizia. L'alta precisione di  $\pm 0,03$  g rende questa bilancia un elemento unico in questa fascia di prezzo e l'equipaggiamento standard ha la funzione conta pezzi. La bilancia conta pezzi può essere alimentata tramite la rete elettrica 230V (attraverso un alimentatore) oppure mediante le batterie. La bilancia PCE-BS 300 ha i piedini di appoggio regolabili ed una bolla per un livellamento ottimale. La bilancia PCE-BS 300 dispone anche della gabbietta antivento. Con i pesi di calibrazione (opzionali) potrà controllare e calibrare la bilancia conta pezzi molto rapidamente, può inoltre richiedere una certificazione ISO per la bilancia PCE-BS 300. La bilancia conta pezzi è lo strumento ideale per la produzione, il laboratorio, il controllo di ingresso e di uscita, così come per l'uso portatile.

- Calibrazione tramite pesi esterni opzionali
- Funzione conta pezzi
- Tara a metà del range (può essere fatta più volte)
- Display retroilluminato
- Unità di misura: g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn, pcs
- Alimentazione a 230V o batterie
- Piatto di pesata in acciaio inox (supporto plastico)
- Certificato ISO opzionale

### Specifiche tecniche

Modello	Range di misura	Risoluzione	Precisione	Peso minimo per conta pezzi	Piatto di pesata	Pesi calibrazione
<b>PCE-BS 300</b>	300 g	0,01 g	$\pm 0,03$ g	0,02 g	Ø 95 mm	200 g M1
Conta pezzi con riferimento				peso minimo per elemento nel calcolo dei pezzi: 0,02 g / pezzo		
Conta pezzi				il conteggio può essere programmato per campionamento usando gruppi da 10, 20, 50 o 100 pezzi		
Unità di misura				g / oz / lb / ozt / dwt / ct / gn / pcs		
Display				LCD da 15 mm		
Alimentazione				9 V / 100 mA oppure 6 x Batterie 1,5 V AA		
Grado di protezione				IP 54		
Temperatura operativa				0 °C .... + 40 °C		
Dimensioni				165 x 245 x 70 mm		
Peso				ca. 900g		

Questa bilancia conta pezzi può essere utilizzata ad esempio per pesare le diverse componenti di una miscela chimica. A modo di controllo possono essere indicati i pesi dei vari componenti al momento di toglierli dalla bilancia. La tara, che può anche essere eseguita più volte, viene effettuata premendo il tasto "->T".

### Contenuto della spedizione

1 x Bilancia conta pezzi PCE-BS 300, 1 x piatto di pesata, 1 x gabbietta antivento, 1 x alimentatore e istruzioni per l'uso