

Bilancia da tavolo PCE-BS 3000

bilancia da tavolo economica / vari range di misura: 3000g / unità di misura: g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn, pcs / funzione conta pezzi

La bilancia da tavolo PCE-BS 3000 è una bilancia con una buona relazione qualità / prezzo. Questa bilancia da tavolo ha un piatto di pesata estraibile che risulta molto utile per effettuare la pulizia. L'alta precisione di $\pm 0,3$ g rende questa bilancia un elemento unico in questa fascia di prezzo e l'equipaggiamento standard ha la funzione conta pezzi. La bilancia da tavolo può essere alimentata tramite la rete elettrica 230V (attraverso un alimentatore) oppure mediante le batterie. La bilancia PCE-BS 3000 ha i piedini di appoggio regolabili ed una bolla per un livellamento ottimale. Con i pesi di calibrazione (opzionali) potrà controllare e calibrare la bilancia da tavolo molto rapidamente, può inoltre richiedere una certificazione ISO per la bilancia PCE-BS 3000. La bilancia da tavolo è lo strumento ideale per la produzione, il laboratorio, il controllo di ingresso e di uscita, così come per l'uso portatile.

- Calibrazione tramite pesi esterni opzionali
- Funzione conta pezzi
- Tara a metà del range (può essere fatta più volte)
- Display retroilluminato
- Unità di misura: g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn, pcs
- Alimentazione a 230V o batterie
- Piatto di pesata in acciaio inox (supporto plastico)
- Certificato ISO opzionale

Specifiche tecniche

Modello	Range di misura	Risoluzione	Precisione	Peso minimo per conta pezzi	Piatto di pesata	Pesi calibrazione
PCE-BS 3000	3000 g	0,1 g	$\pm 0,3$ g	0,2 g	160 x 135 mm	2.000 g M1
Conta pezzi con riferimento				peso minimo per elemento nel calcolo dei pezzi: 0,2 g / pezzo		
Conta pezzi				il conteggio può essere programmato per campionamento usando gruppi da 10, 20, 50 o 100 pezzi		
Unità di misura				g / oz / lb / ozt / dwt / ct / gn / pcs		
Display				LCD da 15 mm		
Alimentazione				9 V / 100 mA oppure 6 x Batterie 1,5 V AA		
Grado di protezione				IP 54		
Temperatura operativa				0 °C + 40 °C		
Dimensioni				165 x 245 x 70 mm		
Peso				ca. 900g		

Questa bilancia da tavolo può essere utilizzata ad esempio per pesare le diverse componenti di una miscela chimica. A modo di controllo possono essere indicati i pesi dei vari componenti al momento di toglierli dalla bilancia. La tara, che può anche essere eseguita più volte, viene effettuata premendo il tasto "->T".

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia da tavolo PCE-BS 3000, 1 x piatto di pesata, 1 x alimentatore e istruzioni per l'uso