

## Bilancia per casa PCE-BS 3000

**bilancia per casa economica / vari range di misura: 3000g / unità di misura: g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn, pcs / funzione conta pezzi**

La bilancia per casa PCE-BS 3000 è una bilancia con una buona relazione qualità / prezzo. Questa bilancia per casa ha un piatto di pesata estraibile che risulta molto utile per effettuare la pulizia. L'alta precisione di  $\pm 0,3$  g rende questa bilancia un elemento unico in questa fascia di prezzo e l'equipaggiamento standard ha la funzione conta pezzi. La bilancia per casa può essere alimentata tramite la rete elettrica 230V (attraverso un alimentatore) oppure mediante le batterie. La bilancia PCE-BS 3000 ha i piedini di appoggio regolabili ed una bolla per un livellamento ottimale. Con i pesi di calibrazione (opzionali) potrà controllare e calibrare la bilancia per casa molto rapidamente, può inoltre richiedere una certificazione ISO per la bilancia PCE-BS 3000. La bilancia per casa è lo strumento ideale per la produzione, il laboratorio, il controllo di ingresso e di uscita, così come per l'uso portatile.

- Calibrazione tramite pesi esterni opzionali
- Funzione conta pezzi
- Tara a metà del range (può essere fatta più volte)
- Display retroilluminato
- Unità di misura: g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn, pcs
- Alimentazione a 230V o batterie
- Piatto di pesata in acciaio inox (supporto plastico)
- Certificato ISO opzionale

### Specifiche tecniche

| Modello                     | Range di misura | Risoluzione | Precisione  | Peso minimo per conta pezzi   | Piatto di pesata | Pesi calibrazione |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|---|------------------|-------------------|
| <b>PCE-BS 3000</b>          | 3000 g          | 0,1 g       | $\pm 0,3$ g | 0,2 g   | 160 x 135 mm     | 2.000 g M1        |
| Conta pezzi con riferimento |                 |             |             | peso minimo per elemento nel calcolo dei pezzi:<br>0,2 g / pezzo                              |                  |                   |
| Conta pezzi                 |                 |             |             | il conteggio può essere programmato per campionamento usando gruppi da 10, 20, 50 o 100 pezzi |                  |                   |
| Unità di misura             |                 |             |             | g / oz / lb / ozt / dwt / ct / gn / pcs   |                  |                   |
| Display                     |                 |             |             | LCD da 15 mm  |                  |                   |
| Alimentazione               |                 |             |             | 9 V / 100 mA oppure 6 x Batterie 1,5 V AA   |                  |                   |
| Grado di protezione         |                 |             |             | IP 54   |                  |                   |
| Temperatura operativa       |                 |             |             | 0 °C .... + 40 °C   |                  |                   |
| Dimensioni                  |                 |             |             | 165 x 245 x 70 mm   |                  |                   |
| Peso                        |                 |             |             | ca. 900g  |                  |                   |

Questa bilancia per casa può essere utilizzata ad esempio per pesare le diverse componenti di una miscela chimica. A modo di controllo possono essere indicati i pesi dei vari componenti al momento di toglierli dalla bilancia. La tara, che può anche essere eseguita più volte, viene effettuata premendo il tasto "->T".

### Contenuto della spedizione

1 x Bilancia per casa PCE-BS 3000, 1 x piatto di pesata, 1 x alimentatore e istruzioni per l'uso