

## Bilancia scolastica PCE-WS 30

**economica / range di misura 30 kg / alta precisione / interfaccia RS-232 / alimentazione attraverso rete elettrica o batterie**

Bilancia scolastica per la pesatura professionale con memoria, questa bilancia scolastica PCE-WS 30 è la strumentazione ottimale quando si ha bisogno di determinare pesi fino 30 kg. Per livellare in maniera ottimale questa bilancia potrà utilizzare la bolla di livello integrata ed i piedini regolabili, mentre attraverso la tastiera potrà introdurre la tara manualmente quando il valore è già conosciuto. La bilancia scolastica PCE-WS 30 dispone di un'interfaccia RS-232 e mediante il software opzionale può trasmettere i valori misurati al suo PC. La bilancia può essere alimentata sia attraverso la rete elettrica che tramite le batterie (ricaricabili), questo le consente un uso mobile di questa bilancia scolastica.

- Ampio display
- Funzione tara
- Introduzione manuale della tara
- Pesatura di tolleranza con valori limite programmabili
- Alimentazione tramite batterie o alimentatore
- Certificato ISO (opzionale)

### Specifiche tecniche

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Range di misura [max.]          | 30 kg   |
| Risoluzione [d]                 | 0,5 g   |
| Precisione                      | ±1,5 g  |
| Peso minimo                     | 0,5 g   |
| Tempo di risposta               | 3 s   |
| Memoria                         | 99 valori   |
| Range tara                      | 100 %   |
| Unità di misura                 | g / kg / lb   |
| Display                         | LCD a 6 cifre   |
| Calibratura                     | mediante un peso di regolazione (opzionale)                                 |
| Dimensione del piatto di pesata | 230 mm x 310 mm   |
| Temperatura operativa           | 0 ... +40 °C  |
| Alimentazione                   | 230 V / 50 Hz (mediante l'alimentatore incluso nella spedizione) o batterie |
| Struttura                       | plastica ABS  |
| Interfaccia                     | RS-232  |
| Software                        | Accessorio opzionale  |
| Dimensioni                      | ca. 320 x 320 x 12,5 mm   |
| Peso netto                      | ca. 2,8 kg  |

### Contenuto della spedizione

1 x Bilancia scolastica PCE-WS 30, 1 x alimentatore e istruzioni