

Bilancia a gancio 35kg

La bilancia a gancio 80035 Macro-Linie possiede un'alta precisione: deviazione massima di $\pm 0,3\%$ del carico (in grammi). La bilancia a gancio è molto resistente ed è spesso utilizzata in ambito scolastico. Inoltre la bilancia a gancio 80035 Macro-Linie può essere convertita con un costo molto ridotto in uno strumento per misurare la forza di compressione. Per poter effettuare anche questa misura dovrà acquistare soltanto il "kit di compressione" (vedere gli accessori opzionali).

- La bilancia a gancio è facile da usare
- Meccanica, solida, molta resistente
- Materiale e design di buona qualità
- Regolazione perfetta

Esistono modelli della bilancia con gancio o con pinza. I modelli fino a 1.000 g sono equipaggiati con una pinza, il resto con un gancio. Tutti i modelli hanno un indicatore di trascinamento che mostra la forza massima quando termina la misura della forza di trazione o compressione. I modelli di bilancia a gancio più piccoli hanno un piccolo marcatore nel centro della scala, mentre i modelli superiori hanno un anello bianco che può scivolare lungo del corpo dello strumento e che può anche essere rimosso.

Specifiche tecniche

Lo schema che può trovare tra i documenti scaricabili serve per vedere con precisione le dimensioni della bilancia a gancio. Nella seguente tabella troverà i valori numerici corrispondenti:

Lm = Lunghezza totale (esteso)
LO = Lunghezza totale (non esteso)
S = Lunghezza della scala
d = Diametro

Consulti nella seguente tabella la forma del gancio che corrisponde ad ogni bilancia a gancio: fino a 1.000 g con clip e successivamente con gancio.

Range di misura g o kg	Divisione g	Forma del gancio	S mm	LO mm	Lm mm	Lp mm	d mm
35 kg	500	Gancio	90	370	460	370	32

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia a gancio con divisione in grammi 80035 Macro-Linie, istruzioni per l'uso