

Bilancia da tavolo PCE-BS 6000

bilancia economica / range di misura 6000g / unità di misura: kg, g, lb, oz

La bilancia da tavolo PCE-BS 6000 è una bilancia con una buona relazione qualità / prezzo. Questa bilancia da tavolo ha un piatto di pesata estraibile che risulta molto utile per effettuare la pulizia. L'alta precisione di ± 3 g e la risoluzione di soltanto 1 g rendono questa bilancia un elemento unico in questa fascia di prezzo. La bilancia da tavolo può essere alimentata tramite la rete elettrica 230V (attraverso un alimentatore) oppure mediante le batterie. La bilancia PCE-BS 6000 ha i piedini di appoggio regolabili ed una bolla per un livellamento ottimale. Con i pesi di calibrazione (opzionali) potrà controllare e calibrare la bilancia da tavolo molto rapidamente, può inoltre richiedere una certificazione UNI EN ISO 9001 per la bilancia PCE-BS 6000. La bilancia da tavolo è lo strumento ideale per la produzione, il laboratorio, il controllo di ingresso e di uscita, così come per l'uso portatile.

Questa bilancia da tavolo può essere utilizzata ad esempio per pesare le diverse componenti di una miscela chimica. A modo di controllo possono essere indicati i pesi dei vari componenti al momento di toglierli dalla bilancia. La tara, che può anche essere eseguita più volte, viene effettuata premendo il tasto "**->T**".

- Calibrazione tramite pesi esterni opzionali
- Tara a metà del range (può essere fatta più volte)
- Unità di misura: kg, g, lb, oz
- Alimentazione a 230V o batterie
- Alimentatore incluso
- Piatto di pesata in acciaio inox (supporto plastico)
- Certificazione UNI EN ISO 90001 opzionale

Specifiche tecniche

Range di misura	6000 g
Risoluzione	1 g
Precisione	± 3 g
Piatto di pesata	160 x 135 mm
Pesi calibrazione	6.000 g M1 (opzionale)
Unità di misura	kg / g / lb / oz
Display	LCD da 15 mm
Alimentazione	Alimentatore 9V/100mA oppure 6 x Batterie 1,5 V AA
Temperatura operativa	0 °C + 40 °C
Dimensioni	165 x 245 x 70 mm
Peso	Ca. 700g

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia da tavolo PCE-BS 6000,
1 x Piatto di pesata,
1 x Alimentatore,
Istruzioni per l'uso