

## Bilancia contapezzi HLD150

### bilancia contapezzi "TOP-LOADING" con paravento HLD150

Bilancia contapezzi multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. La bilancia contapezzi dispone di un ampio display LCD a 7 cifre da 16 mm ed una tastiera impermeabile che le permette di utilizzarla anche con le mani sporche o bagnate. Questa bilancia contapezzi possiede una gabbietta antivento per minimizzare le possibili influenza esterne ed una bolla di livello integrata che insieme ai piedini regolabili le consente di posizionare in maniera ottimale la bilancia.

- Conteggio pezzi
- Pesata %
- Totalizzazione peso
- Conversione fino a 13 unità di misura
- Azzeramento
- Inseguimento di zero
- Tara semiautomatica
- Calibrazione digitale
- Attivazione retroilluminazione
- Gabbietta anti vento
- Bolla di livello e piedini regolabili
- Avviso batteria scarica

#### Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 150 g
Risoluzione	0,002 g
Precisione	± 0,004 g
Display	LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm
Tastiera	impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti
Piatto di pesata	Ø 80 mm, acciaio inox
Alimentazione	- alimentatore 230V - batteria interna ricaricabile
Interfaccia	RS232/C per collegamento a PC o stampante
Dimensioni	370 x 240 x 250 mm
Peso	2,7 kg circa

#### Contenuto della spedizione

1 x Bilancia contapezzi HLD150, 1 x gabbietta antivento, 1 x alimentatore 230 V, istruzioni per l'uso