

## Bilancia industriale HLD150

### bilancia industriale "TOP-LOADING" con paravento HLD150

Bilancia industriale multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. La bilancia industriale dispone di un ampio display LCD a 7 cifre da 16 mm ed una tastiera impermeabile che le permette di utilizzarla anche con le mani sporche o bagnate. Questa bilancia industriale possiede una gabbietta antivento per minimizzare le possibili influenze esterne ed una bolla di livello integrata che insieme ai piedini regolabili le consente di posizionare in maniera ottimale la bilancia.

- Conteggio pezzi
- Pesata %
- Totalizzazione peso
- Conversione fino a 13 unità di misura
- Azzeramento
- Inseguimento di zero
- Tara semiautomatica
- Calibrazione digitale
- Attivazione retroilluminazione
- Gabbietta anti vento
- Bolla di livello e piedini regolabili
- Avviso batteria scarica

#### Specifiche tecniche

|                  |   |
|------------------|---|
| Range di misura  | 0 ... 150 g   |
| Risoluzione      | 0,002 g   |
| Precisione       | ± 0,004 g   |
| Display          | LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm                    |
| Tastiera         | impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti |
| Piatto di pesata | Ø 80 mm, acciaio inox                                     |
| Alimentazione    | - alimentatore 230V<br>- batteria interna ricaricabile    |
| Interfaccia      | RS232/C per collegamento a PC o stampante                 |
| Dimensioni       | 370 x 240 x 250 mm  |
| Peso             | 2,7 kg circa  |

#### Contenuto della spedizione

1 x Bilancia industriale HLD150, 1 x gabbietta antivento, 1 x alimentatore 230 V, istruzioni per l'uso