

Bilancia da tavolo HLD600

bilancia da tavolo "TOP-LOADING" con paravento HLD600

Bilancia da tavolo multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. La bilancia da tavolo dispone di un ampio display LCD a 7 cifre da 16 mm ed una tastiera impermeabile che le permette di utilizzarla anche con le mani sporche o bagnate. Questa bilancia da tavolo possiede una gabbietta antivento per minimizzare le possibili influenze esterne ed una bolla di livello integrata che insieme ai piedini regolabili le consente di posizionare in maniera ottimale la bilancia.

- Conteggio pezzi
- Pesata %
- Totalizzazione peso
- Conversione fino a 13 unità di misura
- Azzeramento
- Inseguimento di zero
- Tara semiautomatica
- Calibrazione digitale
- Attivazione retroilluminazione
- Gabbietta anti vento
- Bolla di livello e piedini regolabili
- Avviso batteria scarica
- Omologazione CE-M III (opzionale)

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 600 g
Risoluzione	0,01 g
Risoluzione CE-M	0,1 g (opzionale)
Precisione	± 0,02 g
Display	LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm
Tastiera	impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti
Piatto di pesata	Ø 120 mm, acciaio inox
Alimentazione	- alimentatore 230V - batteria interna ricaricabile
Interfaccia	RS232/C per collegamento a PC o stampante
Dimensioni	370 x 240 x 250 mm
Peso	2,7 kg circa

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia da tavolo HLD600, 1 x gabbietta antivento, 1 x alimentatore 230 V, istruzioni per l'uso