



PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Gragnano (LUCCA)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

## Bilancia da tavolo PCE-BSH 10000

**bilancia da tavolo con possibilità di calibrazione fino a 10 kg / risoluzione: 0,2 g / interfaccia USB / funzione conta pezzi / unità di misura: g, kg, lb, ct, gn, gsm, etc. / alimentazione a batterie o corrente / pesata sotto bilancia da tavolo (opzionale) / software per PC (opzionale)**

La bilancia da tavolo PCE-BSH 10000 è economica e si distingue per l'alta risoluzione, anche nei range superiori. La bilancia da tavolo dispone di un piatto di pesata leggero in acciaio inox, che si può estrarre e pulire facilmente. Tra le funzioni standard della bilancia da tavolo è inclusa la funzione di conteggio dei pezzi, che consente di contare oggetti che hanno lo stesso peso. Per un uso flessibile della bilancia da tavolo, è possibile alimentarla tramite un alimentatore da 12 V o mediante 6 pile di tipo AA. La bilancia da tavolo dispone di una livella a bolla e piedini regolabili.

Altro vantaggio della bilancia da tavolo PCE-BSH 10000 è costituito dall'interfaccia USB, che consente il trasferimento dei valori al PC utilizzando a questo scopo il software opzionale. I pesi di calibrazione opzionali servono per il controllo o, se necessario, per effettuare la calibrazione della bilancia da tavolo. Per ottenere la massima precisione, sono disponibili due modalità di calibrazione. È possibile calibrare la bilancia da tavolo con un peso libero o effettuare una calibrazione su più punti. La bilancia da tavolo è lo strumento ideale per le sale di produzione, laboratori, nei controllo di ingresso e uscita del materiale e per uso sul campo.

- Interfaccia USB
- Range di misura fino a 10 kg
- Alta risoluzione a partire da 0,2 g
- Conteggio dei singoli pezzi
- Tara fino al 100% del range di misura
- Possibilità di calibrazione su più punti
- Calibrazione su 1 punto con selezione del peso
- Varie unità di misura
- Possibilità di pesata inferiore con gancio (opzionale)
- Alimentazione a corrente o batterie

### Specifiche tecniche

Range di misura	10.000 g
Risoluzione	0,2 g
Precisione	± 0,6 g
Dimensioni del piatto	160 x 180 mm
Range tara	Su tutto il range di misura
Display	LCD con cifre da 20 mm di altezza Regolazione della retroilluminazione
Unità di misura	g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, ToIA, GSM
Interfaccia	USB
Alimentazione	Rete elettrica: 12 V / 500 mA Alimentatore (interno - / esterno +) oppure Batterie: 6 x 1,5 V tipo AA Consumo: max. 47 mA
Dimensioni	200 x 265 x 100 mm
Peso	ca. 1,8 kg (senza batterie)
Spedizione	
- Dimensioni del pacco	370 x 260 x 170 mm
- Peso del pacco	2,5 kg

### Contenuto della spedizione della bilancia da tavolo

- 1 x Bilancia da tavolo PCE-BSH 10000,
- 1 x Piatto di pesata,
- 1 x Alimentatore,
- 1 x Istruzioni d'uso