

Bilancia per farmacia AS.M

bilancia per farmacia per laboratorio serie AS.M , display grafico, menu in diversi lingue, interfaccia RS-232,USB e wifi opzionale,range di misura: 220/310g / risoluzione: 0,0001 g (0,1 mg)

La bilancia per farmacia della serie AS.R è una bilancia per farmacia che può determinare il peso in grammi ed in milligrammi. Per mezzo della protezione antivento l'utente può accedere al piatto di pesatura facendo scorrere i pannelli laterali, grazie a questi si diminuiscono al minimo le influenze esterne. Con la funzione contapezzi integrata nella bilancia è possibile contare grandi quantità di piccoli oggetti in modo molto semplice. La bilancia per farmacia della serie AS.M è dotata anche di funzione densità, grazie al kit accessorio è possibile misurare la densità di solidi e liquidi. Nella bilancia per farmacia AS.M le informazioni possono essere archiviate in 5 database e in questo modo tutti i dati possono essere rielaborati da 5 utenti diversi. La bilancia per farmacia AS.M è dotata di 4 interfaccia standard di cui 2 RS232, una USB tipo A e una USB tipo B ed opzionalmente di una interfaccia wifi. La bilancia per farmacia può essere certificata da un laboratorio esterno in grado di rilasciare un rapporto di taratura secondo la norma UNI EN ISO 90001

- Range di pesatura selezionabili in fase di ordine
- Interfaccia USB-A,USB-B, RS232, wifi opzionale
- Misura densità con kit accessorio
- Procedure GLP
- Piatto diametro 85 mm
- Omologazione inclusa nel prezzo
- Funzione densità
- Risoluzione 0.1 mg

Specifiche tecniche

Range di pesatura	220 g : AS 220.R2 310 g : AS 310.R2
Risoluzione	0.1 mg
Precisione	± 0.2 mg:AS 220.R2 ± 0.3 mg:AS 310.R2
Dimensione piatto	85 mm
Interfaccia	2 x rs232 1 x usb-a 2 x usb-b 1 x wifi (opzionale)
Alimentazione	12 ÷ 16 V cc / 2,1 A
Memorizzazione	chiavetta USB
Stampa dei dati	stampante opzionale
Dimensioni totali	333x355 mm
Temperatura di funzionamento	+10 ° - +40 °C
Tara	su tutto il range

Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia per farmacia omologata AS.M ,
- 1 x alimentatore