

Bilancia analitica PCE-BSK 310

Bilancia analitica con funzione conta pezzi / Possibilità di utilizzo delle batterie per uso mobile / Livella integrata / Interfaccia RS-232 / Adatta per uso mobile

La bilancia analitica è adatta al lavoro giornaliero in un laboratorio. Oltre alla funzione base di pesatura, la bilancia analitica è dotata della funzione conta pezzi. Grazie a questa funzione, è possibile determinare, ad esempio, il numero di viti contenute in una scatola. Questa funzione consente di usare la bilancia analitica anche nel settore della logistica. Per poter usare questa bilancia in luoghi scarsamente illuminati, abbiamo dotato il display della bilancia della funzione di retroilluminazione.

Oltre a tutte queste funzioni, la bilancia analitica dispone di un'interfaccia RS-232, grazie alla quale può trasferire i valori di misura a un PC. La bilancia analitica può essere utilizzata in forma mobile o fissa. Per utilizzarla in forma mobile, è necessario inserire 3 batterie da 1,5V del tipo AA.

- Computo dei pezzi
- Interfaccia RS-232
- Display retroilluminato
- Alimentazione a batterie per uso mobile
- Livella integrata
- Alta precisione

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 310 g
Risoluzione	0,001 g
Ripetibilità	± 0,002 g
Linearità	± 0,003 g
Protezione antivento	Si
Dimensioni del piatto di pesata	Ø 90 mm
Dimensioni	270 x 265 x 190 mm
Peso	3,5 kg

Altre specifiche

Calibrazione	Esterna
Condizioni operative	17,5 ... 22,5 °C, 85% U.R. senza condensa
Interfaccia	RS-232
Alimentazione con batterie	3 x 1,5V tipo AA
Alimentazione con rete elettrica	Ingresso: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz Uscita: 6V, 500 mA

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia analitica PCE-BSK 310,
1 x Alimentatore,
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)