

Microscopio XC-100L

microscopio micrometrico portatile/ monoculare / ingrandimenti fino a 100x / facile da usare / oculare micrometrico / lampada allo xeno regolabile

Il microscopio portatile Microscopio XC-100L è imbattibile nel rapporto prezzo/prestazioni. L'obiettivo acromatico a 10x e l'oculare micrometrico con una divisione del reticolo di 0,1 mm rendono questo microscopio un ottimo strumento di misura. La lampada allo xeno alimentata a batteria illumina in maniera ottimale gli oggetti da vedere o da misurare. Può regolare il microscopio portatile Microscopio XC-100L utilizzando la cremagliera ed il pignone di comando per avere una corretta visione dell'oggetto da esaminare.

- Ingrandimenti: 40x, 100x
- Monoculare
- Messa a fuoco regolabile con cremagliera e pignone di comando
- Lampada allo xeno alimentata a batteria
- Oculare micrometrico
- Semplice e facile da utilizzare

Specifiche tecniche del microscopio XC-100L

Testina	Monoculare
Oculare	10x, campo di visione 18mm, reticolo con divisioni da 0,1 mm
Obiettivo	Acromatico 10x
Ingrandimenti	40x, 100x
Distanza di lavoro	9mm a 40x; 7mm a 100x
Campo dell'immagine	4,2mm a 40x; 1,6mm a 100x
Messa a fuoco	Regolabile con cremagliera e pignone di comando
Range messa a fuoco	30mm
Illuminazione	Lampada allo xeno alimentata a batteria

Contenuto della spedizione del microscopio XC-100L

- 1 x Microscopio XC-100L
- 1 x Manuale d'istruzioni