

Microscopio XZ-2

microscopio misuratore portatile / funzione video / display TFT / obiettivo acromatico 10x / Infinity Optical System (IOS)

Il microscopio misuratore XZ-2 è uno strumento di alta qualità. Con la testina binoculare sarà in grado di regolare il corretto approccio per l'analisi con il microscopio misuratore. Gli oculari del microscopio XZ-2 integrano una croce che divide l'oculare in decimi di millimetro per aiutarla nelle misure e nelle analisi. Il microscopio misuratore XZ-2 possiede una camera digitale integrata che trasferisce le immagini sul display TFT da 8", così è possibile lavorare con numerose persone utilizzando il display del microscopio XZ-2 per guardare le foto.

- Camera digitale integrata
- Binoculare
- Display TFT da 8"
- Oculare micrometrico

Specifiche tecniche del microscopio XZ-2

Oculare	WF 10x / 18mm
Testina	Binoculare
Obiettivo	Acromatico 10x (ingrandimento totale)
Ingrandimenti	45 volte (0,7 ... 4,5x Zoom)
Messa a fuoco	Fine e grossolana
Illuminazione	Illuminazione incidente: anello di luce a LED con controllo della luminosità
Supporto	Asta con display TFT da 8"
Sistema messa a fuoco	Regolazione macro/micro metrica, con manopole coassiali su entrambi i lati del supporto, frizione regolabile
Utilizzo raccomandato	Didattica avanzata, professionisti

Contenuto della spedizione del microscopio XZ-2

- 1 x Microscopio XZ-2
- 1 x Manuale d'istruzioni