

ÉLECTRODE DE PH

PE-03



- » **Utilisation :** Pour solutions aqueuses
Applications génériques de laboratoire
- » **Plage de pH**
1 ... 13 pH
- » **Compatibilité**
Connexion BNC pour les pH-mètres standard

Spécifications techniques

Plage de mesure	1 ... 13 pH
Plage de température	5 ... 60 °C
Milieu	Solutions aqueuses
Application	Applications génériques de laboratoire
Référence	Ag/AgCl
Électrolyte	3M KCl
Diaphragme	Époxy
Forme	Pointe sphérique
Matériau du corps	Époxy
Longueur du corps	123 mm
Diamètre du corps	12 mm
Profondeur d'immersion min.	10 ... 15 mm
Longueur du câble	1 m
Connexion	BNC
Pression de fonctionnement	Pression atmosphérique
Dimensions	160 x ø 16 mm
Poids	48 g

Contenu de livraison

1 x Électrode de pH PE-03