



Refraktometer PCE-4582 Kondensmilch



Refraktometer für konzentrierten Saft, Kondensmilch, Honig, Marmelade, Emulsionen. Das Refraktometer können Sie hier in unserem Shop online kaufen.

- ▶ für Konzentrierte Emulsionen
- ▶ Messung in % Brix

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Messbereiche	45 ... 82 % Brix
Genauigkeit	± 0,5 %
Auflösung	± 0,5 %
Einsetzbarz.B. für	konzentrierte Emulsionen, Saft, Kondensmilch, Honig, Marmelade
Temperaturkompensati on	nein
Abmessungen	172x Dm 20 mm
Gewicht	260g

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!