

Technische Daten von dem Schimmel-Messgerät PCE-AS1

Anzahl der Mikroporen im Sammelkopf	589
Bohrungs-Ø der Mikroporen	0,8 mm
Akku	6400 mAh
Probendurchsatz	100 l/min
Durchflussrate vom Messkopf	0,38 l/min
Automatische Kontrolle des Messvolumens	10 ... 6000 l
Abmessungen Platte	Ø 70 ... 90 x 15 mm
Speicherfunktion	bis zu 99 Parameter und 2000 Messwerte
Abmessungen	Ø 120 x 300 mm
Norm	ISO 14698-1
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang von dem Schimmel-Messgerät PCE-AS1

1 x Schimmel-Messgerät PCE-AS1, 1 x Adapter für Glaspetrischalen mit Kalibrieraufsatz,
1 x Netzstecker, 1 x Bedienungsanleitung