



Microscópio PCE-VSM 100

PCE-VSM 100

O microscópio digital é um instrumento ideal para oficinas de reparação e serviço. Graças ao seu braço giratório pode posicionar com precisão a câmera do microscópio digital sobre o objeto que deseja analisar. A tela grande de 12,5" permite ao usuário ver com nitidez os objetos aos quais a câmera aponta. A tela do microscópio digital para oficinas é conectada por HDMI com a câmera. A conexão USB permite conectar o microscópio digital em um computador.

Para documentar seus trabalhos pode armazenar as imagens captadas em um cartão SD. O microscópio digital para oficinas suporta cartões de memória até de 64 GB. O microscópio digital para oficinas integra uma luz anular LED para iluminar os objetos, o que permite uma melhor visualização.

- ▶ Display LCD de 12,5"
- ▶ Até 220 ampliações
- ▶ Resolução Full-HD
- ▶ Interface HDMI e USB
- ▶ Cartão de memória SD até 64 GB
- ▶ Câmara fixada a braço giratório

Especificações técnicas

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Display | LCD de 12,5", 1920 x 1080 pixel |
| Resolução | 2304 x 1536 pixel |
| Ampliações | 4,8x ... 220x |
| Fonte de iluminação | Luz anular LED |
| Conexões | HDMI, USB |
| Memória | Cartão SD, máx. 64 GB |
| Alimentação | 110 ... 240 V AC / 50 Hz / 60 Hz |
| Altura de operação | 33 ... 320 mm |
| Dimensões | 165 x 215 x 470 mm |
| Condições operacionais | 0 ... 40 °C / 30 ... 60 % H.r. |
| Condições de armazenamento | -20 ... 60 °C / 10 ... 80 % H.r. |

Conteúdo enviado

| |
|---|
| 1 x Microscópio digital PCE-WSM 100 |
| 1 x Unidade principal com iluminação e câmera |
| 1 x Display LCD |
| 1 x Chave de fenda |
| 1 x Cabo HDMI |
| 1 x Cabo USB |
| 1 x Fonte de alimentação |
| 1 x Dispositivo de reset |
| 1 x Manual de instruções |
