



Refratômetro PCE-ALK



PCE-ALK

Com este refratômetro pode determinar o conteúdo de álcool numa forma rápida e precisa. O refratômetro pode ser utilizado para medir o conteúdo de álcool em soluções alcoólicas ou em álcoois de todo o tipo. Para uma correta medição, este refratômetro deve ser utilizado em soluções sem nenhum tipo de pigmentação nem conteúdo em açúcares.

Especificações técnicas

Intervalo de medição	0 ... 80 % (% do volume - conteúdo de álcool)
Precisão	$\pm 1 \%$
Resolução	1 %
Dimensões	203 x 29 mm de diâmetro
Peso	280 g

Conteúdo enviado

1 x Refratômetro para conteúdo de álcool
1 x Pipeta
1 x Chave de fendas
1 x Estojo de transporte e instruções de utilização