



Refratômetro PCE-018



PCE-018

Refratômetro mecânico de mão para medir soluções líquidas de baixa concentração, com compensação automática de temperatura. O refratômetro mecânico pode ser adquirido aqui na nossa loja online.

- ▶ Para concentrações baixa em líquidos (sumos, refrescos...)
- ▶ Medição em % Brix

Especificações técnicas

Intervalo de medição	0 ... 80 % (% do volume - conteúdo de álcool)
Precisão	± 1 %
Resolução	1 %
Dimensões	203 x 29 mm de diâmetro
Peso	280 g

Conteúdo enviado

1 x Refratômetro para conteúdo de álcool PCE-018
1 x Pipeta
1 x Chave de fendas
1 x Estojo de transporte e instruções de utilização