



# Câmera de inspeção PCE-MM 200UV

## PCE-MM 200UV

A câmera de inspeção USB com luz ultravioleta mostra objetos em tempo real com até 200 aumentos na tela do computador. Os quatro LEDs descentralizados da câmera de inspeção USB iluminam de todos os ângulos o objeto investigado de forma ideal, obtendo uma imagem nítida e brilhante. Analise com esta câmera de inspeção USB com luz ultravioleta com precisão os detalhes ocultos a olho nu de plantas, objetos ou pequenos organismos. Portanto, esta câmera de inspeção USB é adequada para trabalhos, ciência, ensino (por exemplo, investigação de superfícies, biologia, placas, etc.) e hobby. Esta câmera de inspeção USB com luz ultravioleta permite observar até movimentos ou alterações não visíveis a olho nu com a captura de imagem ou gravação de vídeo disponível no software. A imagem da câmera de inspeção USB na tela do computador é muito confortável, e é ideal para fazer documentações e apresentações com a câmera de inspeção para um grande público (por exemplo, aprendizagem escolar, etc.).

- ▶ Microscópio contínuo de 10 a 200 ampliações
- ▶ Microscópio com iluminação LED UV
- ▶ Transmissão de dados do microscópio para o PC e alimentação via USB 2.0
- ▶ Resolução da tela de 1280 x 1024 px.
- ▶ Frequência de imagem: 30 imagens por segundo
- ▶ Função de registro de imagem e vídeo
- ▶ Microscópio de construção pequena
- ▶ Inclui pé de suporte e software
- ▶ Lente de grande precisão
- ▶ Software que permite medir distâncias

---

**Especificações técnicas**

---

Resolução	1280 x 1024 pixel
Aumento	Contínuo de 10 a 200 ampliações
Campo de visão	Min.: 19 mm x 1,5 mm Máx.: 82 mm x 65 mm (distância mín. de trabalho a 17 mm)
Cores	24 bit RGB
Sensor de imagem	2 Mega pixel
Faixa de enfoque	Manual de 8 mm até 300 mm
Fonte de luz	8 LEDs UV
Frequência de imagem	30 imagens
Formato de vídeo	AVI
Conexão ao PC	USB 2.0
Alimentação	USB 2.0
Requisitos do sistema	A partir de Windows 98
Dimensões	110 x 33 mm
Peso	90 g

---

---

**Conteúdo enviado**

---

1 x Câmera de inspeção PCE-MM 200 UV
1 x Suporte
1 x Mini-tripé
1 x Cabo interface USB
1 x Software
1 x Manual de instruções

---