

## Balança de precisão



### PCE-BS 3000

A balança de precisão é uma balança com boa relação de qualidade/preço. Esta balança de precisão possui um prato de pesagem removível que é muito útil para fazer a limpeza da mesma. A balança de precisão pesa na faixa de até 6000 g, com resolução de 1 g. A balança de precisão funciona com adaptador de energia de 230 V AC (incluído na remessa), embora também pode alimentar-se com pilhas convencionais. Portanto, o usuário não está limitado a usá-la somente em um lugar fixo. Esta balança de precisão leva um nível de bolha integrado. Com os pesos, que podem ser adquiridos opcionalmente, é possível ajustar e controlar a balança de precisão rapidamente. Poderá enviar-nos a balança para que possamos realizar a calibração de laboratório ISO ou para a recalibração periódica. Também é possível fazê-la em um laboratório credenciado. A balança de precisão é o instrumento ideal para o setor da produção, laboratório, controle de entrada e saída, assim como para uso móvel (por exemplo, trabalhadores de serviço técnico externo).

- ▶ Programa de ajuste: para ajustar a precisão por meio de pesos de controle disponíveis opcionalmente
- ▶ Função de contagem de peças com uma seleção de 10, 20, 50 ou 100 peças, mudando o indicador de peça para peso
- ▶ Certificado ISO opcional para a balança de precisão (por exemplo, para cumprir a DIN ISO 9000)
- ▶ Função de tara na metade da faixa (pode ser feita várias vezes)
- ▶ Seleção de diferentes unidades de pesagem através do teclado (g, kg, oz, lb)
- ▶ Protecção contra o pó e salpicos de água IP 54
- ▶ Adaptador de rede para 240 V de série na remessa
- ▶ Opção de operação por pilhas
- ▶ Prato de pesagem removível de aço nobre (sobre suporte de plástico)

#### Especificações técnicas

Faixa de pesagem	3000 g
Capacidade de leitura	0,1 g
Reprodutibilidade [g]	0,1
Linearidade [g]	± 0,2
Prato de pesagem	160 x 135 mm
Contagem de peças	Seleção de 10, 20, 50 ou 100 peças
Contagem de peças com referências	O peso mínimo por elemento na contagem de peças é de 0,2 g / peça
Indicador	Display LCD
Altura dos dígitos	15 mm
Alimentação	Rede elétrica: 230 V / 50 Hz (cabo de rede incluído) Pilhas: 6 pilhas AA de 1,5 V (não incluídas)
Protecção	IP54
Dimensões	165 x 245 x 70 mm
Peso	Aprox. 600 g

#### Conteúdo enviado

1 x Balança de precisão PCE-BS 3000
1 x Prato de pesagem
1 x Cabo de rede
1 x Manual de instruções

### Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar