



## Balança de precisão

### PCE-BS 300

A balança de precisão é uma balança com uma boa relação qualidade/preço. Esta balança de precisão possui um prato de pesagem de aço inoxidável removível, muito útil para a limpeza da mesma. Sua alta precisão de medição de 0,01 g faz dessa balança um elemento único dentro da sua faixa de preço. O equipamento padrão conta com a função de cálculo de peças. A balança de precisão funciona com adaptador de energia a 240 V AC (incluído na remessa), funciona também com pilhas padrão. Portanto, o usuário não está limitado a usá-la em um lugar fixo. A balança de precisão possui dois pés de fixação ajustáveis e um nível de água integrado na caixa para o seu correto nivelamento. Com os pesos, que podem ser adquiridos opcionalmente, poderá ajustar e controlar rapidamente a balança de precisão. Poderá enviar-nos a balança para que possamos realizar uma calibração de laboratório ISO ou uma recalibração regular. Também pode fazê-lo em um laboratório credenciado. A balança de precisão é o instrumento ideal para o setor da produção, laboratórios, controles de entrada e saída, assim como para uso móvel (por exemplo para trabalhadores de serviço técnico externo).

- ▶ Programa de ajuste: para ajustar a precisão usando pesos de controle opcionais
- ▶ **Função de cálculo de peças** com referência de livre escolha entre 10, 20, 50 ou 100 peças, mudança do indicador de peça para peso
- ▶ Certificado ISO opcional para a balança industrial (ex. para cumprir a DIN ISO 9000)
- ▶ Função de tara na metade da faixa (pode ser feita várias vezes)
- ▶ Poderá selecionar diferentes unidades de pesagem usando o teclado (g, oz, lb, ozt, ct, gn)
- ▶ Proteção contra poeira e respingos de água IP 54
- ▶ Adaptador de energia para 240 V de série fornecido na remessa
- ▶ Possibilidade de alimentação por pilhas
- ▶ Prato de pesagem removível de aço nobre (sobre suporte de plástico)

#### Especificações técnicas

Faixa de pesagem	300 g
Capacidade de leitura	0,01 g
Reprodutibilidade	0,01 g
Linearidade	± 0,03 g
Prato de pesagem	Ø 95 mm
Contagem de peças	Com cálculo de peças com referências de 10, 20, 50 ou 100 peças
Contagem de peças com referências	O peso mínimo por elemento no cálculo de peças é de 0,02 g / peça
Indicador	Display LCD de 15 mm
Adaptador de rede	Adaptador de rede 230 V / 50 Hz Possibilidade de alimentação por 6 pilhas AA (1,5 V)
Proteção	IP 54
Dimensões	No total: 165 x 230 x 80 mm
Peso	Aprox. 600 g

#### Conteúdo enviado

1 x Balança de precisão PCE-BS 300
1 x Prato de pesagem
1 x Cabo de rede
1 x Protetor de vento
1 x Manual de instruções

### Mais informação

Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar